



## Leitfaden für Wägelösungen

Innovative Funktionen

Praktische Applikationen

Nützliches Zubehör

## Wägelösungen

Für mehr Sicherheit und Produktivität

METTLER TOLEDO

# Wägelösungen für METTLER TOLEDO Excellence-Waagen

Excellence-Waagen von METTLER TOLEDO bieten eine Vielzahl innovativer Funktionen und praktischer Applikationen sowie viel nützliches Zubehör. Unsere Waagen werden sorgfältig mit Blick auf die Bedürfnisse unserer Kunden in der ganzen Welt entwickelt. Sicherlich finden auch Sie in einer unserer Waagen die richtige Lösung für Ihren spezifischen Wägeprozess. Dieser "Leitfaden" bietet einen Überblick über einzigartige und innovative Lösungen, die sie bei ihrer täglichen Arbeit optimal unterstützen.



# Inhalt

Funktionsüberblick Excellence-Waagen \_\_\_\_\_ 4

## Ihr Anliegen ...

## Unsere Lösung ...

### 1. Konformität mit Richtlinien

5

|  |                          |   |
|--|--------------------------|---|
| 1.1. Erfordert Ihre SOP eine regelmäßige Nivellierung der Waage?   | LevelControl _____       | 6 |
| 1.2. Müssen Sie USP-Bestimmungen für die Mindesteinwaage erfüllen? | MinWeigh _____           | 7 |
| 1.3. Benötigen Sie individuelle Benutzer-Zugriffsrechte?           | Benutzerverwaltung _____ | 8 |
| 1.4. Müssen Sie die FDA-Richtlinie 21 CFR Part 11 einhalten?       | LabX balance pro _____   | 9 |

### 2. Mehr Sicherheit

11

|  |   |    |
|--|---|----|
| 2.1. Beeinflusst elektrostatische Ladung Ihr Messergebnis?   | AntiStatik-Kit (Ionisator) _____          | 12 |
| 2.2. Möchten Sie die Einwaage direkt im Taragefäß vornehmen? | ErgoClips _____                           | 14 |
| 2.3. Arbeiten Sie mit gefährlichen Materialien?              | SmartSens & ErgoSens _____                | 15 |
| 2.4. Arbeiten Sie in einer gefährlichen Umgebung?            | Ex-Waagen _____                           | 16 |
| 2.5. Ist Ihre Waage immer richtig justiert?                  | proFACT/FACT & BalanceCheck _____         | 17 |
| 2.6. Besteht die Gefahr einer Kreuzkontamination?            | Reinigungskonzept für Excellence-Waagen _ | 18 |

### 3. Gesteigerte Produktivität

19

|  |   |    |
|--|---|----|
| 3.1. Möchten Sie die Wägezeit verkürzen?           | SmartGrid & Windschutz<br>für XP/XS-Analysewaagen _____ | 20 |
| 3.2. Wünschen Sie sich bedienfreundlichere Waagen? | Bedienung über Touchscreen-Display _____                | 21 |
| 3.3. Suchen Sie eine Software zur Datenverwaltung? | LabX balance _____                                      | 22 |
| 3.4. Arbeiten Sie mit magnetischen Proben?         | MPS-Waagschale _____                                    | 23 |
| 3.5. Bringen Kabel Ihr Labor durcheinander?        | Bluetooth-Funkverbindung _____                          | 24 |
| 3.6. Benötigen Sie einen individuellen Windschutz? | Windschutz für XP/XS-Präzisionswaagen _____             | 25 |
| 3.7. Software-Upgrades?                            | e-Loader _____  | 26 |
| 3.8. Wie schnell zahlt sich Ihre Investition aus?  | Beispiel für die Renditenberechnung _____               | 27 |

### 4. Flexible Schnittstellen

29

|   |   |          |
|---|---|----------|
| 4.1. Wird Ihre Waage an andere Geräte angeschlossen?  | Optionale Schnittstellen für Excellence-Waagen<br>Anschluss an Peripheriegeräte _____ | 30<br>31 |
| 4.2. Möchten Sie Ihre alte Waage demnächst ersetzen?  | MT-SICS-Befehle _____<br>Neue Modelle _____   | 32<br>33 |
| 4.3. Möchten Sie eine USB-Schnittstelle verwenden?    | Kompatibilität mit älteren Modellen _____<br>USB-Verbindungen _____                   | 33<br>34 |
| 4.4. Wird Ihre Waage an einen Titrator angeschlossen? | Titration-Anschluss _____   | 35       |

### 5. Umfassendes Zubehör

37

|  |    |
|--|----|
| 5.1. Zubehör für Excellence-Waagen _____ | 38 |
|--|----|

# Excellence Plus XP


## Funktionsüberblick Excellence-Waagen

### XP-Analysenwaagen

- MinWeigh\*
- proFACT
- Benutzerverwaltung (8 Benutzer)
- GxP-Konformität
- SmartScreen (farbiges Touchscreen-Display)
- QM-Toolbox
- LevelControl
- BalanceCheck
- SmartSens
- SmartGrid
- AntiStatik-Kit\*
- ErgoClips\*
- Anschlussfähigkeit\*
- LabX balance - Daten- und Instrumentenverwaltung\*

#### Integrierte Applikationen

- Wägen
- Statistik
- Rezeptieren
- Stückzählen
- Prozentwägen
- Dichtebestimmung
- Differenzwägen




### XP-Präzisionswaagen

- MinWeigh\*
- proFACT
- Benutzerverwaltung (8 Benutzer)
- GxP-Konformität
- SmartScreen (farbiges Touchscreen-Display)
- QM-Toolbox
- LevelControl
- BalanceCheck
- SmartSens
- MPS-Waagschale\*
- Anschlussfähigkeit\*
- LabX balance - Daten- und Instrumentenverwaltung\*

#### Integrierte Applikationen

- Wägen
- Statistik
- Rezeptieren
- Stückzählen
- Prozentwägen
- Dichtebestimmung
- Differenzwägen
- Dynamisches Wägen




# Excellence XS

### XS-Analysenwaagen

- FACT
- GxP-Konformität
- Berührungsbildschirm (Touchscreen)
- SmartGrid
- ErgoClips\*
- Anschlussfähigkeit\*
- LabX balance - Daten- und Instrumentenverwaltung\*

#### Integrierte Applikationen

- Wägen
- Statistik
- Rezeptieren
- Stückzählen
- Prozentwägen
- Dichtebestimmung




### XS-Präzisionswaagen

- FACT
- GxP-Konformität
- Berührungsbildschirm (Touchscreen)
- MPS-Waagschale\*
- Anschlussfähigkeit\*
- LabX balance - Daten- und Instrumentenverwaltung\*

#### Integrierte Applikationen

- Wägen
- Statistik
- Rezeptieren
- Stückzählen
- Prozentwägen
- Dichtebestimmung
- Dynamisches Wägen



\* Optionales Zubehör/optionale Dienstleistungen



1

## **1. Konformität mit Richtlinien**

---



# 1.1 Erfordert Ihre SOP eine regelmäßige Nivellierung der Waage?

Was halten Sie von einer Waage, die ihre Nivellierung selbst überprüft?


Unsere **Excellence Plus XP-Waagen** sind mit einem **LevelControl**-Mechanismus ausgestattet, der Sie automatisch darauf hinweist, wenn die Waage neu nivelliert werden muss.

## Ihr Anliegen


- Waagen können aus verschiedenen Gründen nicht mehr korrekt nivelliert sein.
- Ist eine Waage nicht richtig nivelliert, kann ihre ordnungsgemäße Leistung nicht gewährleistet werden (da die Empfindlichkeitsabweichung beeinflusst wird).
- Unternehmen, die Richtlinien wie ISO oder USP einhalten müssen, sind möglicherweise gezwungen, vor jedem Einsatz der Waage deren Nivellierung zu prüfen.



Der optische Sensor hat stets ein Auge darauf, ob die Waage gerade steht.



Falls die Waage schief steht, wird eine Warnmeldung angezeigt.



Auf dem Bildschirm wird angezeigt, wie die Waage schnell und einfach nivelliert werden kann.

## Unsere Lösung

- Das **LevelControl**-System der **Excellence Plus XP-Waagen** erkennt automatisch, ob eine Waage richtig nivelliert ist.
- Falls die Waage schief steht, gibt **LevelControl** eine Meldung bzw. ein akustisches Signal aus.
- Auf dem Display der Waage werden Anleitungen zur Nivellierung angezeigt.
- Der Nivellierungsstatus wird im Justierungsprotokoll aufgezeichnet.
- Der Nivellierungsstatus kann bei allen Wägeanwendungen in der Kopfzeile, in den Ergebnissen oder mit jedem einzelnen Wägewert ausgedruckt werden.

```

----- Weighing -----
10.May 2006      18:54
User Name      Home
Balance Type    XP205DR
WeighBridge SNR: 12345678
Terminal SNR: 1234567890

Balance is levelled
                0.00000 g

Balance is levelled
                7.58942 g

Balance is inclined
                7.58946 g
  
```

Beispielausdruck

## Ihr Nutzen

- Sie müssen beim täglichen Wägen nicht mehr prüfen, ob die Waage gerade steht.
- Der Nivellierungsstatus kann ausgedruckt oder in der Waage gespeichert werden. Die Rückverfolgbarkeit der Instrumente und die Gültigkeit der Wägeresultate sind gewährleistet.

## Verfügbarkeit

**LevelControl** ist standardmäßig in allen **XP-Analysewaagen** und allen **XP-Präzisionswaagen** enthalten.

# 1.2 Müssen Sie USP\*-Bestimmungen für die Mindesteinwaage erfüllen?

## Ihr Anliegen


- Sind Sie sich beim Dosieren **kleiner Probenmengen** immer sicher, dass die Wägergebnisse richtig sind? Oft werden Einwaagen im Bereich von 1 % bis 10 % der Wägekapazität einer Waage durchgeführt. Genau in diesem Bereich ist jedoch die relative Messunsicherheit am grössten.
- Liegt der Wägewert unter der **Mindesteinwaage**, ist nicht gewährleistet, dass das Wägeresultat den Prozessbestimmungen entspricht. In einer regulierten Umgebung muss die Messserie dann wiederholt werden oder wertvolle Substanzen können verloren gehen. Im schlimmsten Fall kommt es zu einem Produktionsstopp mit hohen finanziellen Verlusten.
- Die **Mindesteinwaage** wird durch die Bestimmungen des jeweiligen Reglements vorgegeben. (So fordert die USP-Regulierung beispielsweise eine Genauigkeit von besser als 0,1 % bei dreifacher Standardabweichung).

## Unsere Lösung


- Die **MinWeigh-Funktion** der **Excellence Plus XP-Waagen** bestimmt die zulässige **Mindesteinwaage** gemäß Ihren Bestimmungen.
- Die **Mindesteinwaage** wird in der eigentlichen Arbeitsumgebung, in der die Waage installiert wurde, festgelegt.
- Wird ein Wert unter der festgesetzten **Mindesteinwaage** verwendet, wird dieser in der Anzeige **rot** dargestellt. So werden Sie gewarnt, dass der derzeitige Wert nicht den Toleranzbestimmungen entspricht.
- Ein **Sternchen** wird neben den Resultaten gedruckt, wenn die **Mindesteinwaage** unterschritten wurde.
- Es können bis zu **drei verschiedene Methoden** zur Berechnung der Mindesteinwaage bestimmt und gespeichert werden. So kann jeder Benutzer die individuell erforderliche Methode abrufen.

# 1.2

MinWeigh



Unterschreitet der angezeigte Wert die Mindesteinwaage, wird er **rot** dargestellt, um auf die Regelverletzung hinzuweisen.



Bis zu drei verschiedene Methoden können konfiguriert werden.

| ----- Weighing ----- |           |
|----------------------|-----------|
| User Name            | Home      |
| MW-Method            | GLP       |
| RefTare              | 1.00000 g |
| MinWeigh             | 0.01000 g |
| T                    | 1.01787 g |
| N                    | 1.00145 g |
| G                    | 2.01932 g |

Beispielausdruck

## Ihr Nutzen

- Dank **MinWeigh** können Sie sicher sein, dass alle Wägergebnisse den Anforderungen entsprechen. Ungültige Ergebnisse werden vermieden.
- **MinWeigh** spart Zeit und wertvolle Substanzen. So sparen Sie bares Geld bei gleichzeitiger Einhaltung der Regulierungsbestimmungen.

## Verfügbarkeit

**MinWeigh** ist eine integrierte Wägeanwendung bei **XP-Analyse- und XP-Präzisionswaagen**. Sie muss von einem zertifizierten MT-Servicetechniker vor Ort aktiviert werden. Nach Programmierung der Waage stellt der Servicetechniker ein "MinWeigh-Zertifikat" aus, in dem die Testmessungen und Toleranzen sowie die entsprechenden Tara- und Mindesteinwaagewerte dokumentiert sind.

\*USP: Pharmakopöe der USA

# 1.3 Benötigen Sie individuelle Zugriffsrechte?

## Ihr Anliegen

- Wägeresultate sind häufig nur der erste Schritt eines umfassenden Laborprozesses. Richtlinien können die Veränderung von Einstellungen an der Waage verbieten. Entsprechend muss jede Änderung an einem Instrument kontrolliert und dokumentiert werden, damit das Änderungsprotokoll des Geräts rückverfolgbar bleibt.
- In einer regulierten Laborumgebung werden die administrativen Rechte der einzelnen Benutzer genau beschrieben.




Je nach Nutzungsgrad können (vom Administrator) detaillierte Zugriffsrechte individuell für die Benutzer festgelegt werden.

## Unsere Lösung

- Mit Hilfe der **Benutzerverwaltung** kann der "Administrator" bei **Excellence Plus XP-Waagen** die Zugriffsrechte für die einzelnen Benutzer individuell festlegen. So können die Zugriffsrechte für bis **zu acht Benutzer** flexibel konfiguriert werden. (Beispiel: Benutzer A darf eine Justierung mit einem externen Gewicht durchführen und nach Belieben mit verschiedenen Wägeanwendungen wie "Wägen" und "Statistik" arbeiten. Benutzer B dagegen darf nur eine Wägeanwendung verwenden und keine Parameter oder Instrumenteneinstellungen ändern.)
- Jede Benutzereinstellung kann mit einem Kennwort geschützt werden.
- Nicht benötigte Benutzerprofile können deaktiviert werden.
- Der "Administrator" kann zudem nicht benötigte Wägeanwendungen in den Benutzereinstellungen deaktivieren.
- Im Änderungsprotokoll werden automatisch die letzten 50 Aktionen aufgezeichnet. Das Protokoll kann bei Bedarf auch ausgedruckt werden.



Die Rückverfolgbarkeit wird durch das Änderungsprotokoll gewährleistet.



Das System bietet die Möglichkeit, bis zu acht verschiedene Benutzer zu konfigurieren. Nicht benötigte Benutzer können vom "Administrator" deaktiviert werden.

## Ihr Nutzen

- Die **Benutzerverwaltung** schützt Ihr System vor unberechtigtem Zugriff und vor nicht autorisierten Änderungen an den Systemeinstellungen.
- Die Rückverfolgbarkeit bezüglich Änderungen an den Einstellungen der Waage ist gewährleistet.

## Verfügbarkeit

Die **Benutzerverwaltung** ist bei allen **XP-Analyse-** und **-Präzisionswaagen** verfügbar.

Bei XS-Analyse- und -Präzisionswaagen gibt es nur ein Benutzerprofil. Die Waage kann durch ein Kennwort geschützt werden.

# 1.3

**Benutzer-  
verwaltung**



# 1.4 Müssen Sie die FDA-Richtlinie 21 CFR Part 11 einhalten?

## Ihr Anliegen

- Sie benötigen eine Laborsoftware, mit der Sie Ihre Waagen an ein Netzwerk anschließen können. Die Software muss mit einem LIMS-System in Verbindung stehen, um eine umfassende Datenverwaltung zu ermöglichen.
- Instrumente müssen standortfern über die Software gesteuert werden und alle Daten sollen direkt vom Büro aus geprüft werden können. Gleichzeitig müssen **Prüfprotokolle, elektronische Unterschriften und die Genehmigung von Dokumenten** mit der FDA-Richtlinie **21 CFR Part 11** konform sein.



LabX pro bietet umfassende Datenverwaltung im Labor und Konformität mit der FDA-Richtlinie **21 CFR Part 11**.

## Unsere Lösung und Ihr Nutzen

- Mit **LabX pro** können Sie Messresultate auch außerhalb des Labors überprüfen. Rufen Sie LabX pro einfach auf dem PC in Ihrem Büro auf und prüfen Sie Ergebnisse, ändern Sie Methoden und unterzeichnen Sie Dokumente - alles auf elektronischem Wege ganz ohne Papier. Außerdem unterstützt LabX pro die FDA-Richtlinie **21 CFR Part 11**.
- **LabX pro** kann Ihre Aufgaben in vielen Bereichen vereinfachen: So können Sie Probedaten direkt aus dem LIMS-System übernehmen, Vorlagen für alltägliche Routinearbeiten entwerfen und automatisch Statistiken und Kontrolldiagramme erstellen.
- Dank "Rapid Access" in **LabX** müssen Sie nicht am Computer selbst arbeiten. Bei den **Excellence-Waagen** können Sie sich direkt über die Waage bei LabX anmelden. Die Waage muss nicht einmal an den Computer angeschlossen sein: Sie müssen sie lediglich über die optionale **Ethernet-Schnittstelle** mit dem Firmennetzwerk verbinden.

# 1.4

LabX pro

## Verfügbarkeit und Funktionsüberblick

"Rapid Access" mit Excellence Plus XP-Waagen - als gäbe es keinen Computer.

**1**

Wählen Sie über die **Tasten für den Schnellzugriff** die **Aufgabe** in der Warteschlange aus, die durchgeführt werden soll.

**2**

Melden Sie sich über den **Touchscreen-Display** der **Waage** bei **LabX** an. Sie werden nach Ihrer Benutzer-ID und dem Kennwort gefragt.

**3**

LabX **überprüft** den **Freigabestatus** der Waage. Dann werden Sie auf dem Display der Waage **Schritt für Schritt** durch die jeweilige Aufgabe geführt.

**4**

Über die Taste zum Drucken werden **Daten** **übertragen**.

**5**

Daten abrufen, **Berichte drucken** oder Daten **automatisch** über **LabX connect** in ein **LIMS-System exportieren**.

**LabX** ist die Laborsoftware von METTLER TOLEDO für **Waagen** und **Titratoren**.

Die Software ist in drei Ausbaustufen erhältlich: **LabX pro**, **LabX light** und **LabX direct**.

|                      | 21 CFR Part 11-Unterstützung | LIMS-Integration | Rapid Access | Daten-verwaltung | Hinweise                                     |
|----------------------|------------------------------|------------------|--------------|------------------|--|
| LabX pro balance     | X                            | X                | X            | X                | Vollständige Konformität                     |
| LabX pro titration   | X                            | X                | --           | X                | Vollständige Konformität                     |
| LabX light balance   | --                           | --               | X            | X                | Vollständige Datenverwaltung                 |
| LabX light titration | --                           | --               | --           | X                | Vollständige Datenverwaltung                 |
| LabX direct balance  | --                           | --               | --           | --               | Direkte Datenübertragung in Excel, Word usw. |

LabX balance überwacht die folgenden METTLER TOLEDO-Waagen: XP/XS, AX/MX/UMX, AT/MT/UMT, AB-S/(FACT), PB-S/(FACT), AG, PG-S, SG, PR und SR. LabX titration überwacht die folgenden Titrationssysteme von METTLER TOLEDO: DL50 Graphix/Rondolino, DL53, DL55, DL58, DL70ES, DL77, DL31, DL32, DL38 und DL39.

## Weitere Informationen

Finden Sie unter: [www.mt.com/LabX](http://www.mt.com/LabX).

[illegible]



2

## **2. Mehr Sicherheit**

## 2.1 Beeinflusst elektrostatische Ladung Ihr Messergebnis?

**Elektrostatische Ladung** ist einer der Hauptgründe für verfälschte Wägeresultate.

Arbeiten Sie mit verschiedenen Pulvern in Kunststoff- oder Glasgefäßen? Dann müssen Sie gegebenenfalls die Auswirkungen elektrostatischer Ladung in Betracht ziehen.

**Unser optionales AntiStatik-Kit für XP-Analysewaagen** bietet eine effiziente und schnelle Lösung für **genaueste Wägeresultate** auch bei leicht oder stark aufgeladenen Proben.

### Ihr Anliegen

- Nicht leitende Materialien wie Kunststoff oder Glas sind schnell elektrostatisch aufgeladen und können **elektrostatische Kräfte** bilden. Diese Kräfte führen zu unstabilen Wägeresultaten, d. h., der angezeigte Wert ändert sich ständig und kommt nicht zur Ruhe.
- Das Wägeresultat ist nicht nur unstabil, sondern ggf. sogar falsch, da elektrostatische Kräfte Wägefehler von mehreren Milligramm (plus/minus) verursachen können!
- Pulverförmige Proben werden durch elektrostatische Ladung zerstäubt oder an das Taragefäß gedrückt. Sie sind dann nicht nur schwierig zu handhaben, es besteht auch die Gefahr einer Kreuzkontamination. Bei toxischen oder gesundheitsgefährdenden Substanzen kann dies für den Benutzer gefährlich werden.


Die Probe wird durch positive und negative Ionen **neutralisiert**, ohne dass ein Luftzug entsteht, der Proben im Wägeraum aufwirbeln kann.

### Unsere Lösung

- Bei **XP-Analysewaagen** steht Ihnen das **integrierbare AntiStatik-Kit** (einbaubarer Ionisator) als optionales Zubehör zur Verfügung.
- Der **Ionisator** kann in sechs verschiedenen Positionen am Windschutz angebracht werden (je nach Probengröße und -form und je nachdem, ob das Laborpersonal mit der rechten oder linken Hand arbeitet).
- Der Ionisator wird entweder automatisch als Reaktion auf das Öffnen der Windschutztüre oder manuell je nach Bedarf aktiviert.

2.1

### AntiStatik-Kit



Der **Ionisator** kann in drei verschiedenen Höhen **auf der linken oder rechten Seite** (insgesamt sechs Positionen) angebracht werden. In den meisten Fällen empfiehlt sich die mittlere Position.



Die Ionisierung wird auf die Bewegungen des Windschutzes abgestimmt. Sie wird nach dem Öffnen bzw. Schließen der Türe aktiviert. Sie können beide Methoden flexibel mit zeitgebundener Aktivierung konfigurieren. (Wir empfehlen eine Ionisierungszeit von unter 5 Sekunden für schnellere Messresultate.)

## Ihr Nutzen

- Der **Ionisator** (AntiStatik-Kit) für **XP-Analysewaagen** erzeugt gleichmäßig positive und negative Ionen. Durch die Hochspannung des Ionisators können elektrostatisch geladene Proben und Taragefäße **innerhalb von Sekunden** neutralisiert werden.
- Der **Ionisator erzeugt keinen** Luftzug, durch den pulverige Proben aufgewirbelt werden könnten. Die Gefahr einer Kreuzkontamination wird so auf ein Mindestmaß reduziert.
- Dank vollständiger Integration in die Waage kann der Ionisator automatisch durch Türbewegung aktiviert werden (d. h., er muss nicht bei jedem Wägevorgang manuell bedient werden).
- Dies ermöglicht ein extrem schnelles, effizientes und noch genaueres Wägen **bei maximaler Sicherheit für Probe, Benutzer und Resultat**.

## Verfügbarkeit und Bestellung

Der **einbaubare Ionisator** kann nur bei **XP-Analysewaagen** als optionales Zubehör installiert werden.

| Zubehör        | Beschreibung   | Teile-Nr. |
|----------------|--|-----------|
| AntiStatik-Kit | Integrierbarer Ionisator für XP-Analysewaagen mit Netzteil | 11107761  |
|                | Optionale zweite Punktelektrode für den Ionisator          | 11107762  |



Der **U-Ionisator** kann frei platziert werden.

## Tipps und Empfehlungen


- Bei Excellence XS-Analysewaagen und anderen Waagen empfiehlt sich das **universelle AntiStatik-Kit** (U-Ionisator). Dieser Ionisator erzeugt ebenfalls gleichmäßig positive und negative Ionen ohne Luftzug.

| Zubehör                       | Beschreibung   | Teile-Nr. |
|-------------------------------|--|-----------|
| U-Ionisator                   | Universelles AntiStatik-Kit (U-förmig) mit Netzteil                                    | 11107767  |
| Optionale U-förmige Elektrode | U-Elektrode für den U-Ionisator  | 11107764  |
| Optionale Punktelektrode      | Punktelektrode zum Entladen kleiner Proben   | 11107765  |
| Netzteil                      | Netzteil für den U-Ionisator (erforderlich für U-förmige Elektrode und Punktelektrode) | 11107766  |

# 2.1

**AntiStatik-Kit**

- Die Auswirkungen elektrostatischer Ladung können auch gemindert werden, indem Sie elektrostatisch geladene Proben oder Taragefäße in einen Metallkäfig setzen (**Faraday-Effekt**).
- Unsere **ErgoClips** fördern ebenfalls stabile Resultate. **Ionisator + ErgoClips** sind das beste Mittel gegen elektrostatische Ladung.
- Weitere Informationen zu **ErgoClips** finden Sie in Kapitel 2.2.



Die elektrostatischen Kraftlinien werden durch den Korb abgeschirmt.



**ErgoClips** reduzieren den Effekt elektrostatischer Ladung.



## 2.2 Proben direkt ins Taragefäß einwiegen?

### Ihr Anliegen

- Einige der typischen, im Labor verwendeten Taragefäße erschweren das Wägen durch ihre unhandliche Form.
- Proben können aufgrund wackeliger und/oder schmaler Taragefäße verschüttet werden.
- Direktes Dosieren in das Taragefäß sorgt für eine geringere Kontaminationsgefahr, geringeren Verlust an Probenmaterial und schnellere Wägeresultate.

### Unsere Lösung und Ihr Nutzen

- Wir bieten Ihnen die Zubehörreihe **ErgoClips**. Diese Halterungen werden an der Gitter-Waagschale der **XP/XS-Analysewaagen** befestigt. Sie vereinfachen und beschleunigen den Wägevorgang.
- **ErgoClips** geben Taragefäßen festen Halt und ermöglichen das Dosieren direkt in das Taragefäß auf der Waage.
- **ErgoClips** können zudem die Auswirkungen elektrostatischer Ladung durch den von ihnen ausgehenden "Faraday-Effekt" reduzieren.

### Bestellinformation

**ErgoClips** werden an der Gitter-Waagschale der **XP/XS-Analysewaagen** befestigt.



**ErgoClip Basket small**  
**Teile-Nr. 11106747**  
1  
Geeignet für verschiedene Reagenzgläser und Spritzen unterschiedlicher Größe. Durch den Gitterkorb wird der Effekt elektrostatischer Ladung abgeschwächt. **Dieser ErgoClip wird mit allen XP/XS-Analysewaagen geliefert.**



**ErgoClip Titration Basket**  
**Teile-Nr. 11106746**  
2  
Geeignet für größere Taragefäße wie Titrationsbecher. Der Gitterkorb schwächt den Effekt elektrostatischer Ladung ab und bietet sicheren Halt.



**ErgoClip Weighing Boat**  
**Teile-Nr. 11106748**  
3  
Geeignet für Wägeschiffchen. Durch den Gitterkorb wird der Effekt elektrostatischer Ladung abgeschwächt.



**ErgoClip Round Bottom Flask**  
**Teile-Nr. 11106746**  
4  
Geeignet für Rundkolben verschiedener Größe; sorgt für sicheren Halt.



**ErgoClip Flask**  
**Bestell-Nr. 11106764**  
5  
Spezieller ErgoClip für Messkolben. Durch die kleinere Oberfläche wird die Wägegenauigkeit bei sehr kurzer Stabilisierungszeit verbessert. Geeignet für die Dosierung kleiner Probenmengen direkt in den Kolben.



**MinWeigh Door**  
**Teile-Nr. 11106749**  
6  
Optionaler Windschutz mit kleiner, anpassbarer Öffnung. Perfekt geeignet für die Verwendung mit dem ErgoClip Flask (5); noch kürzere Stabilisierungszeit. Die MinWeigh Door ermöglicht eine noch kleinere Mindesteinwaage.



**ErgoClip Flask micro**  
**Teile-Nr. 11107879**  
7  
Spezieller ErgoClip für kleine Messkolben. Durch die kleinere Oberfläche wird die Wägegenauigkeit bei sehr kurzer Stabilisierungszeit verbessert. Geeignet für die Dosierung kleiner Probenmengen direkt in den Kolben (nur für XP-Mikrowaagen).



**MinWeigh Door micro**  
**Teile-Nr. 11107869**  
8  
Optionaler Innenwindschutz mit kleiner, anpassbarer Öffnung. Perfekt geeignet für die Verwendung mit dem ErgoClip Flask micro (7). Die MinWeigh Door micro ermöglicht eine noch kleinere Mindesteinwaage und kürzere Stabilisierungszeiten (nur für XP-Mikrowaagen).



**ErgoClip Tube**  
**Teile-Nr. 11106784**  
9  
Spezieller ErgoClip für Reagenzgläser und Probenröhrchen. Aufgrund der kleineren Oberfläche sehr kurze Stabilisierungszeit. Geeignet für die Dosierung kleiner Probenmengen direkt in das Röhrchen/Reagenzglas.



**Wäge-Kit - Satz ErgoClips**  
**Teile-Nr. 11106707**  
10  
Zubehörsatz mit ErgoClips 1, 3 und 4, Einweg-Aluminiumschalen und Wägeschiffchen.

2.2  
ErgoClips

## 2.3 Arbeiten Sie mit gefährlichen Substanzen?

### Ihr Anliegen

- Arbeiten Sie mit gefährlichen Substanzen? Beim Umgang mit gefährlichem Probenmaterial befindet sich die Waage möglicherweise in einer "glove box".
- Oder Sie arbeiten mit wertvollen Substanzen, bei denen sich ein Verlust von Probenmaterial direkt auf die Kosten auswirkt.
- Bei diesen Wägevorgängen muss das Hauptaugenmerk auf der sicheren und produktiven Handhabung der Probe liegen.

### Unsere Lösung

- Mithilfe von **SmartSens**, zwei optischen Sensoren am Terminal der **Excellence Plus XP-Waage**, können einfache Wägevorgänge ohne Berührung der Waage durchgeführt werden.
- In der Statusleiste wird über ein grünes Symbol am Terminal angezeigt, welche Sensorfunktion gerade aktiv ist.
- Beispiel: Nullstellung, Trieren der Waage, Öffnen/Schließen des Windschutzes (nur XP-Analysewaagen), Drucken, M+ und IDs usw. können für die Bedienung mit SmartSens programmiert werden. Darüber hinaus ist der optionale externe Sensor **ErgoSens** verfügbar. Es können maximal zwei **ErgoSens-Sensoren** pro Excellence-Waage angeschlossen werden. Dies bedeutet bei **XP-Waagen**, dass **maximal vier Aufgaben** mit nur einer Handbewegung durchgeführt werden können. Bei **XS-Waagen** können **maximal zwei Aufgaben** (Trieren, Nullstellung oder Drucken) gleichzeitig ausgeführt werden.

### Verfügbarkeit und Bestellung

- **SmartSens** ist am Bedienterminal von **XP-Analyse- und -Präzisionswaagen** befestigt.
- **ErgoSens** kann als optionales Zubehör an **allen Excellence-Waagen** montiert werden (max. zwei ErgoSens-Sensoren pro Waage).
- Außerdem ist ein **Fußschalter** für die AUX-Schnittstelle erhältlich. Die mit ErgoSens durchgeführten Aktionen können auch über den Fußschalter ausgelöst werden.



**SmartSens:** Zwei optische Sensoren am Terminal der XP-Waage für die berührungslose Bedienung.

### Ihr Nutzen

- Sie können sich vollständig auf die Handhabung der Probe konzentrieren.
- Die Kontaminationsgefahr kann auf ein Mindestmaß reduziert werden.



**ErgoSens:** Optionaler Sensor für eine berührungslose Bedienung; kann über den AUX-Anschluss der XP/XS-Waage angeschlossen werden.

# 2.3

**SmartSens & ErgoSens**

| Zubehör                            | Beschreibung  | Teile-Nr. |
|------------------------------------|---|-----------|
| ErgoSens                           | Optionaler Sensor für die berührungslose Bedienung            | 11132601  |
| Fußschalter<br>(für AUX-Anschluss) | Zusätzlicher Fußschalter mit wählbarer Funktion für die Waage | 11106741  |

## 2.4 Arbeiten Sie in einer gefährlichen Umgebung?



### Ihr Anliegen

- Ihre Arbeitsumgebung ist als **Ex Zone 2** klassifiziert. Daher benötigen Sie eine Waage mit **ATEX**-Genehmigung für diese Umgebung.
- Die Größe Ihrer Proben und Gefäße variiert von klein bis groß. Die erforderliche Ablesbarkeit kann zwischen 0,1 mg und 1 g liegen.
- Sie müssen die Ergebnisse Ihrer Rezepturen **ausdrucken**. Sie möchten jedoch keinen ATEX-Drucker kaufen und das Kabelwirrwar im Büro möglichst gering halten.
- Ihr Arbeitsraum ist begrenzt, Sie arbeiten u. U. mit toxischen Substanzen, Sie möchten das Waagenterminal von der Plattform trennen.
- Sie benötigen eine **robuste** Waage mit Überlast- und IP-Schutz.
- Ihre Waage wird von verschiedenen Personen verwendet. Sie sollte daher leicht zu bedienen sein.



### Unsere Lösung und Ihr Nutzen

- Wir bieten eine komplette Serie von **Excellence-Präzisionswaagen für Ex Zone 2** (Kategorie 3G) mit drei Plattformgrößen (S, M und L) und einer Ablesbarkeit bis hinunter zu 0,1 mg.
- Mit der optionalen **Bluetooth**-Schnittstelle können Sie Ihre Waage kabellos mit einem bis zu 10 Meter entfernten Drucker bzw. Computer in einem sicheren Bereich verbinden (siehe Kapitel 3.5).
- Indem Sie das Terminal auf die **Plattform** stellen, sparen Sie nicht nur Platz, sondern vermeiden auch ein Verschütten von Substanzen über das Terminal.
- Diese robuste Waage bietet Ihnen einen kompletten **Überlastschutz**. Dank des schmutzabweisenden Designs lassen sich Oberflächen und Kanten **problemlos reinigen**.
- Durch das große **Touchscreen-Display** wird die Bedienung der Waage einfach und benutzerfreundlich.
- Mit Hilfe eines **ErgoSens-Sensors** können Sie die Waage sogar völlig berührungslos bedienen (siehe Kapitel 2.3).
- Darüber hinaus sind separate Plattformen für Ex Zone 2 zur Integration in bestehende Systeme erhältlich.



Dank der optionalen Bluetooth-Schnittstellen können Sie mit der Waage in einem gefährlichen Bereich arbeiten und gleichzeitig ohne Kabelverbindung in einem sicheren Bereich drucken.

### Verfügbarkeit und Bestellung

#### XS Ex-Waagen

| Modell     | Teile-Nr. |
|------------|-----------|
| XS204SX    | 11121620  |
| XS603SX    | 11121626  |
| XS1003SX   | 11121632  |
| XS5003SXDR | 11121638  |
| XS4002SX   | 11121644  |
| XS6002SX   | 11121650  |
| XS4001SX   | 11121656  |
| XS6002MXDR | 11121674  |
| XS6001MX   | 11121680  |
| XS12001MX  | 11121686  |
| XS32001LX  | 11121704  |
| XS64001LX  | 11121710  |
| XS32000LX  | 11121716  |
| XS64000LX  | 11121722  |

#### X Ex-Plattform

| Modell    | Teile-Nr. |
|-----------|-----------|
| X204SX    | 11121623  |
| X603SX    | 11121629  |
| X1003SX   | 11121635  |
| X5003SXDR | 11121641  |
| X4002SX   | 11121647  |
| X6002SX   | 11121653  |
| X4001SX   | 11121659  |
| X6001MX   | 11121683  |
| X12001MX  | 11121689  |
| X32001LX  | 11121707  |
| X64001LX  | 11121713  |

Sparen Sie Platz und vermeiden Sie eine Verschmutzung des Terminals durch das optionale stativ.

► <http://www.mt.com/Ex>

2.4

Ex-Waagen

## 2.5 Ist Ihre Waage immer richtig justiert?

### Ihr Anliegen

- Temperaturänderungen können die Empfindlichkeit und gelegentlich auch die Linearität elektronischer Waagen beeinflussen und so zu Unterschieden bei angezeigten und echten Werten führen.
- Periodische Justierung und regelmäßige Prüfung sind aufgrund Ihrer SOP (Standard Operating Procedure, Standardarbeitsanweisung) erforderlich.

Bei XP/XS-Analysewaagen werden **zwei Gewichte** installiert, die eine **lineare 3-Punkt-Justierung** ermöglichen (XP/XS-Präzisionswaagen: 1 Gewicht).

### Unsere Lösung für XP-Waagen: proFACT & BalanceCheck


- Automatische Justierung anhand eines eingebauten Referenzgewichts.
- Temperaturänderungen in der Umgebung lösen eine Justierung aus. Das Auslösekriterium ist wählbar (nach 0.5, 1, 2 und 3 Grad Kelvin).
- Das Justierprotokoll kann zur Erfüllung von GxP-Bestimmungen automatisch gedruckt werden.
- Die automatische Justierung mithilfe eines **eingebauten Referenzgewichts** und die Aufforderung zur Justierung und Prüfung mit einem **externen Gewicht** können für einen bestimmten (frei wählbaren) Zeitpunkt (werktags, bis zu dreimal pro Tag) programmiert werden.
- In der Waage können bis zu fünf externe Gewichte für die Justierung und Prüfung gespeichert und auf dem Display ausgewählt werden.
- Justier- und Prüfereignisse werden im Speicher der Waage protokolliert (bis zu 50 Ereignisse). Sie können bei Bedarf ausgedruckt werden.

### Ihr Nutzen

- Ihre Waage ist bei den täglichen Wägevorgängen immer richtig justiert.
- Das Justier- und Prüfprotokoll kann in der Waage gespeichert und jederzeit zum Zwecke der Rückverfolgung ausgedruckt werden (proFACT).

### Unsere Lösung für XS-Waagen: FACT

- Die Justierungsautomatik mit **eingebauten Referenzgewichten** erfasst Temperaturänderungen in der Umgebung.
- Das Justierprotokoll kann zur Erfüllung von GxP-Bestimmungen automatisch gedruckt werden.
- Das Auslösekriterium ist wählbar.



**proFACT & BalanceCheck:** Justierung und Prüfung werden regelmäßig nach Zeitplan durchgeführt.

# 2.5

**proFACT/FACT & BalanceCheck**

### Verfügbarkeit

- **proFACT** wird mit **XP-Analyse-**und **-Präzisionswaagen** geliefert.
- **FACT** wird mit **XS-Analyse-**und **-Präzisionswaagen** geliefert.

### Funktionsüberblick für Justierung und Prüfung bei XP- und XS-Waagen

|           | Automatische Justierung mit <b>internen Gewichten</b> bei Temperaturänderung | zu einem festgelegten Zeitpunkt  | Aufforderung zur Justierung und Prüfung mit <b>externen Gewichten</b> zu einem festgelegten Zeitpunkt | Anzahl der programmierbaren <b>externen Gewichte</b> für Justierung und Prüfung | Automatischer Ausdruck der Justier- und Prüfaufzeichnungen | Justier- und Prüfprotokoll in der Waage |
|-----------|--|----------------------------------|---|---|--|---|
| <b>XP</b> | X  | Werktags, bis zu dreimal pro Tag | Werktags, bis zu dreimal pro Tag  | bis zu 5 Gewichte   | X  | bis zu 50 Aufzeichn. (die letzten 50)   |
| <b>XS</b> | X  | --                               | --  | 1 Gewicht   | X  | --                                      |




## 2.6 Besteht die Gefahr einer Kreuzkontaminierung?

### Ihr Anliegen

- Pulverige, flüssige oder geförmige Substanzen werden über den Windschutz oder die Waagschale geschüttet.
- Diese Proben könnten zu **Kreuzkontaminierung** führen.
- Das tägliche Reinigen der Waage ist zeitraubend.

### Unsere Lösung für XP/XS-Analysenwaagen

- Der Windschutz kann bei XP/XS-Analysenwaagen vollständig zerlegt werden.
- Verschüttete Substanzen fallen durch das Gitter in die darunter liegende Auffangschale.
- Waagschale: **SmartGrid** und Auffangschale können problemlos zur Reinigung entfernt werden.



Verschüttete Substanzen werden sicher aufgefangen.



Der Windschutz kann bei XP/XS-Analysenwaagen vollständig zerlegt werden.



Alle Komponenten können abgenommen werden.




Dank des integrierten Griffs, kann die Waage zum Reinigen des Arbeitsplatzes problemlos verschoben werden.

2.6

Reinigungs-  
konzept für  
Excellence-  
Waagen

### Unsere Lösung für XP/XS-Präzisionswaagen

- Geradliniges Design für problemlose Reinigung
- Eine Staubschutzhülle ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.
- **IP54-in-use**: Schutz für jahrelanges problemfreies Wägen



Das gut abgedichtete Gehäuse schützt vor dem Eindringen verschütteter Substanzen.



Schalter und Anschlüsse sind sicher abgedichtet.



Oberflächen und Kanten lassen sich problemlos reinigen.

### Ihr Nutzen

- Unsere Waagen der **Excellence**-Reihe lassen sich leichter denn je reinigen.
- Die Gefahr einer Kreuzkontaminierung kann auf ein Mindestmaß reduziert werden.
- **IP54-in-use-Schutz\*** gewährleistet Langlebigkeit bei validierten Prozessen und Zuverlässigkeit in der Produktion.

(\* XP/XS-Präzisionswaagen)





3

### **3. Gesteigerte Produktivität**

# 3.1 Möchten Sie die Wägezeit verkürzen?

## Ihr Anliegen

- Luftzug im Windschutz verlangsamt die Stabilisierungszeit (wenn sich die Waage z. B. in einer Laminar-Flow-Box befindet).
- Sie benötigen beide Hände für die Arbeit mit Proben und Taragefäßen. Durch automatisches Öffnen und Schließen der Türe würde der Wägevorgang effizienter.

## Unsere Lösung und Ihr Nutzen

- Die innovative Waagschale mit Gitterstruktur, das so genannte **SmartGrid**, bietet Luftströmungen im Wägeraum nur minimalste Angriffsflächen. Dies führt zu kürzeren und stabileren Wägezeiten. Auch die Wiederholbarkeit wird verbessert.
- Optischer Sensor: Dank des **SmartSens**-Sensors lässt sich bei **XP-Analysenwaagen** der Windschutz durch eine einfache Handbewegung automatisch öffnen.
- Dank **SmartSens** und automatischer Türöffnung können Sie den Windschutz bei **XP-Analysewaagen** völlig berührungslos bedienen. So geht das Wägen schneller denn je vorstatten.
- Mit der linken Hand öffnen sie die rechte Türe und umgekehrt: die Hauptarbeitshand bleibt frei.

## Verfügbarkeit

- **SmartGrid** gehört bei allen **XP/XS-Analysenwaagen** zum standardmäßigen Lieferumfang.
- **SmartSens** und die **automatisch zu öffnenden Türen** werden standardmäßig mit allen **XP-Analysenwaagen** geliefert.

## Weitere Vorteile

- Je weniger der Windschutz geöffnet wird, desto kürzer der Wägevorgang und desto genauer die Wägeresultate. Bei **XP-Analysenwaagen** können Sie bestimmen, wie weit sich die Türe öffnen soll (je nach Probengröße 100 %, 75 %, 50 % oder 25 %).
- Für Proben, die in der Waagschale einen größeren Oberflächenanteil beanspruchen, ist für das **SmartGrid** eine solide Edelstahlplatte erhältlich (im Standardlieferumfang der XP/XS-Analysewaagen enthalten).
- Für toxische Substanzen können Sie bei unseren XP/XS-Analysewaagen Einweg-Waagschalen aus Aluminium verwenden. Teile-Nr. 11106711 (10 Stk.)

Innovatives **SmartGrid**



"Sesam öffne dich!"  
Automatische Türen ermöglichen schnelleres Wägen denn je (XP-Analysewaage).

Intelligenter Windschutz für XP-Analysewaagen.



**Die Hauptarbeitshand bleibt frei:** Öffnen der Türe von links oder rechts (XS-Analysewaage)



Einweg-Aluminiumschale

# 3.1

**SmartGrid & Windschutz**

## 3.2 Wünschen Sie sich Benutzerfreundlichere Waagen?

### Ihr Anliegen

- Manche Wägevorgänge (wie Dichtebestimmung oder statistisches und dynamisches Wägen) sind bei herkömmlichen Waagen sehr zeitaufwändig.
- Sie möchten den Wägevorgang beschleunigen und die Waage einfach und sicher bedienen können.
- Sie arbeiten mit verschiedenen Waagen, die von mehr oder weniger erfahrenen Mitarbeitern bedient werden. Daher benötigen Sie waagen mit einer bedienfreundlichen, intuitiven Benutzeroberfläche.

### Unsere Lösung und Ihr Nutzen

- **Excellence-Waagen** bietet Ihnen eine einfache Bedienung über Touchscreen-Display. Dank der dialogbasierten Software lassen sich auch komplizierte Wägevorgänge einfach und problemlos bewältigen.
- Die Benutzeroberfläche ist bei allen **Excellence-Waagen** gleich. Wenn Sie eine Excellence-Waage bedienen können, können Sie alle bedienen. **Kennen Sie eine, kennen Sie alle.** So benötigen Sie weniger Zeit für die Anwenderschulung.
- Die Software ermöglicht die Auswahl verschiedener Sprachen (Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Japanisch und Russisch).
- Bei **Excellence Plus XP-Waagen** stehen für unterschiedliche Benutzer bis zu acht Hintergrundfarben zur Auswahl. So stellen Sie mit einem Blick fest, welche Benutzereinstellungen aktiv sind.
- Die SmartTrac-Einwägehilfe der XP-Waagen verfügt über rote und grüne Indikatoren für schnelles und sicheres Wägen.




Der Berührbildschirm vereinfacht den Wägevorgang erheblich.

### Verfügbarkeit und Funktionsüberblick

|                           | Bedienung über<br>Touchscreen-Display | 7<br>Sprachen | Farbbild-<br>schirm | Display-<br>Größe | Delta/<br>SmartTrac |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Excellence Plus XP</b> | X                                     | X             | 8 Hintergrundfarben | 117 x 87 mm       | SmartTrac           |
| <b>Excellence XS</b>      | X                                     | X             | --                  | 110 x 57 mm       | DeltaTrac           |

# 3.2

**Touchscreen-  
Technologie**



Dank des **Touchscreen-Display** erfolgt die Bedienung der Waage einfach, schnell und sicher.

## 3.3 Suchen Sie eine Software zur Datenverwaltung?

### Ihr Anliegen

- Um große Mengen an Wägedaten effizient verwalten und kontrollieren zu können, benötigen Sie in Ihrem Labor eine leistungsfähige Software zur Datenverwaltung.
- Die Software sollte flexibel und benutzerfreundlich sein und hundertprozentige Datensicherheit und Rückverfolgbarkeit gewährleisten.


### Unsere Lösung und Ihr Nutzen

Mit **LabX**, unserer Software für Instrumenten- und Datenmanagement, können Sie gleichzeitig die folgenden Aufgaben erledigen:

- **Fehlerlose Datenübertragung:** Vermeiden Sie Fehler durch manuelle Dateneingabe und falsche Abschrift.
- Automatische Datenübertragung nach EXCEL: **Definieren Sie die zu exportierenden Felder und das Layout in LabX.**
- **Nahtlose Dokumentation:** Datums- und Zeitstempel, mehrere Proben-IDs, benutzerspezifische Resultate und Prüfgrenzen, Waageneinstellungen und vieles mehr.
- **Sichere und verfügbare Daten:** Alle Daten werden sicher in einer SQL-Datenbank gespeichert.
- Instrumentenverwaltung: **Zeitplan für Prüfung und Justierung, Kalibrierprotokoll, Gewichtebibliothek**
- **Integrierte Wägeanwendungen:** Statistik, Differenzwägen, dynamisches Wägen, Intervallwägen, Summieren, usw.



LabX balance - Software zur Daten- und Instrumentenverwaltung



Einfache und flexible Übertragung der Daten nach EXCEL.

Detaillierte Informationen zur Datensicherheit und LIMS-Integration finden Sie in Kapitel 1.4.




## 3.4 Arbeiten Sie mit magnetischen Proben?

### Ihr Anliegen

Beim Wägen magnetischer Proben oder wenn ein magnetischer Rührstab mit der Probe gewogen wird, kann das Wägeresultat vom echten Wägewert abweichen.

### Unsere Lösung und Ihr Nutzen

Mit einer speziellen **MPS**-Waagschale (**M**agnetic **P**rotection **S**hield) kann der Magneteffekt auf ein Mindestmaß reduziert werden. So können Sie auch bei magnetischen Proben zuverlässige Wägeresultate erzielen.



MPS-Waagschale (**M**agnetic **P**rotection **S**hield)

### Verfügbarkeit und Bestellung

| Zubehör für die folgenden Waagen   | MPS-Waagschale | Teile-Nr. |
|--|----------------|-----------|
| Für XP/XS-Präzisionswaagen mit S-Plattform und einer Ablesbarkeit von 1 g und 0,1 g                          | 190 x 223 mm   | 11131542  |
| Für XP/XS-Präzisionswaagen mit S-Plattform und einer Ablesbarkeit von 10 mg<br>(auch für DeltaRange-Modelle) | 170 x 205 mm   | 11131541  |
| Bei anderen Modellen sind individuelle Maße erforderlich<br>(z. B. Unterflurwägen)                           | --             | --        |

### Hinweise

- Die MPS-Schale kann nicht mit XP1202S-Waagen verwendet werden.
- Die Wägekapazität wird durch die schwerere Waagschale leicht reduziert.

3.4

**MPS-  
Waagschale**



## 3.5 Bringen Kabel Ihr Labor durcheinander?

### Ihr Anliegen

- Ihr Arbeitsplatz ist voll gestopft mit Kabeln und Peripheriegeräten oder generell sehr begrenzt.
- Sie möchten gleichzeitig einen Drucker, Computer und andere Peripheriegeräte an die Waage anschließen.

### Unsere Lösung und Ihr Nutzen

- Mit der optionalen **BTS**-Schnittstelle (**Bluetooth Single-Point**) können Sie Ihre Waage in einem Abstand von bis zu 10 m **kabellos** über Funk mit einem PC, Drucker oder anderem Peripheriegerät verbinden.
- Mit der optionalen **BT**-Schnittstelle (**Bluetooth Multi-Point**) können Sie Ihre Waage **ohne Kabel gleichzeitig** über Funk mit einem Computer, Drucker und anderen Peripheriegeräten (bis zu sechs) verbinden.
- Dank der Funkverbindung können Sie die Waage zudem in einer Laminar-Flow-Box einsetzen und Daten kabellos über einen ausserhalb platzierten PC oder Drucker abrufen.

### Verfügbarkeit und Funktionsüberblick

| Beschreibung                               | XP | XS | Teile-Nr. |
|--|----|----|-----------|
| Optionale Schnittstelle BTS (Single-Point) | X  | X  | 11132535  |
| Optionale Schnittstelle BT (Multi-Point)   | X  | X* | 11132530  |
| Kabelloser Drucker BT-P42                  | X  | X  | 11132540  |
| Kabelloses Zusatz-Display BT-BLD           | X  | X  | 11132555  |

\* nur verfügbar ab Terminal-Software-Version 3.00  
 Das Bluetooth-Zubehör von Mettler-Toledo ist zertifiziert.  
 Weitere Informationen finden Sie unter [www.bluetooth.com](http://www.bluetooth.com)

3.5

Bluetooth-  
Funk-  
verbindung




Bluetooth-Schnittstelle

## 3.6 Benötigen Sie einen individuellen Windschutz?

Für **XP/XS-Präzisionswaagen** sind eine Reihe verschiedener Windschutzmodelle erhältlich. Wählen Sie einfach den für sie optimal geeigneten Windschutz aus der folgenden Tabelle aus.

### Verfügbarkeit

| Beschreibung   | Größe (mm)                          | Optional verfügbar   |                |                |                |    |    | Teile-Nr. |
|--|-------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----|----|-----------|
|  |                                     |  |                |                |                |    |    |           |
|  |                                     | <b>XP-S</b>  | <b>XP/XS-S</b> | <b>XP/XS-M</b> | <b>XP/XS-L</b> |    |    |           |
|  |                                     | <b>0,1 mg</b>  | <b>1 mg</b>    | <b>10 mg</b>   | <b>0,1 g</b>   |    |    |           |
| ProDraft-Windschutz<br>(Standard bei XP)                                   | H: 247 mm                           | X  | X              | --             | --             | -- | -- | 11131651  |
| ProDraft-Windschutz<br>ohne Glas<br>(für die Nahrungs-<br>mittelindustrie) | H: 247 mm                           | X  | X              | --             | --             | -- | -- | 11131652  |
| MagicCube-<br>Windschutz<br>(Standard bei XS)                              | H: 175 mm                           | --   | X              | --             | --             | -- | -- | 11131650  |
| Einfacher Wind-<br>schutz für 10 mg-<br>und 0,1 g-Modelle                  | H: 175 mm                           | --   | --             | X              | X              | -- | -- | 11131653  |
| Windschutz für<br>gesamte Waage<br>(M = mittel)                            | B: 300 mm<br>T: 450 mm<br>H: 450 mm | --   | X              | X              | X              | X  | -- | 11134430  |
| Windschutz für<br>gesamte Waage<br>(L = groß)                              | B: 550 mm<br>T: 470 mm<br>H: 580 mm | --   | X              | X              | X              | X  | X  | 11134470  |

# 3.6

**Windschutz  
für XP/XS-**

\* Um den einfachen Windschutz für das 0,1 g-Modell der XP/XS-Waagen verwenden zu können, benötigen Sie eine Waagschale mit einer Abmessung von 170 x 205 mm (11132660).

## 3.7 Software- Upgrades?

Wir entwickeln die Software für unsere Excellence-Waagen permanent weiter.


Sie können die Software auf Ihrer Excellence-Waage ganz einfach und kostenlos mithilfe unseres **e-Loader**-Installationsprogramms aktualisieren.

e-Loader kann schnell und einfach von unserer **Support-Website** heruntergeladen werden. Besuchen Sie uns unter der folgenden Website und lassen Sie sich registrieren:

► <http://www.mt.com/balance-support-registration>

**Damit die Software Ihrer Waage immer auf dem neuesten Stand ist!**

Kunden, die Ihre Waage in einer regulierten Umgebung verwenden, wird empfohlen, neue Software von einem METTLER TOLEDO-Kundendienstmitarbeiter vor Ort installieren und validieren zu lassen.



Sie können problemlos mit einer standardmäßigen Internetverbindung von Ihrem PC aus auf die Online-Software-Updates zugreifen.

# 3.7

**e-Loader**

**Mettler-Toledo GmbH**  
Laboratory & Weighing Technologies  
Address Im Langacher, CH-8606 Greifensee, Switzerland  
Phone +41-1-944 36 36  
Fax +41-1-944 31 90  
E-mail [LMSHotline@mt.com](mailto:LMSHotline@mt.com)

**METTLER TOLEDO**

Text version 1.3

### Supplier Declaration for Excellence Plus XP Software Update

Mettler-Toledo is certified according to ISO 9001. All products from Mettler-Toledo business unit Laboratory & Weighing Technologies are developed and manufactured based on the internationally recognized ISO 9001 quality system.

- The software is developed based on a life cycle model, using defined documentation, programming and test guidelines.
- All suppliers of system components must be formally assessed. Obviously standard products are an exception.
- The individual phases of the life cycle model and their working results are subject to a formal review (milestones).
- All documents and approved system components are subject to the modification check.

The platform software and terminal software for the XP balance line is in the Flash ROM on the motherboard on every balance. Both software types can be replaced if desired.

We confirm that the platform software version 4.11 and the terminal software 3.10 have been developed and tested according to the product development process described in the declaration of conformity. Important metrological data is stored separately in the EEPROM of the balance. This ensures that when the balance software is updated, metrological data cannot be modified intentionally or unintentionally.

The design is validated according to company-specific guidelines for the product and software development process. The relevant validation reports for these procedures and extensive documentation, such as source codes, can be viewed by arrangement.

On the support Website (<http://lab.mt.com/support>) you find two lists, one which describe the known and corrected errors up to Version 3.10 for the Terminal and up to Version 4.11 for the platform, and the other one that shows the new functionalities that are implemented in comparison to previous software. It should be noted that when new software versions are developed, only the modifications described in the Software Release Chart and their possible effects on the generation of the primary weight value are checked. We cannot accept liability for any secondary effects caused by software modification.

**Mettler-Toledo GmbH**  
Laboratory & Weighing Technologies  
Address Im Langacher, CH-8606 Greifensee, Switzerland  
Phone +41-44-944 36 36  
Fax +41-44-944 31 90  
E-mail [LMSHotline@mt.com](mailto:LMSHotline@mt.com)

**METTLER TOLEDO**

Release date 1.12.2005

### Software Release Chart - Excellence XS Analytical

| Date       | Application                               | Issue Description   | Fixed in Terminal | Platform | TDNR* update needed |
|------------|---|---|-------------------|----------|---------------------|
| 01.12.2005 | Option Bluetooth Multipoint               | Possibility to use a second interface Bluetooth multipoint (connection for up to 7 Bluetooth devices)   | 3.00              | 4.11     | no                  |
|            | Option MiniMettler                        | Possibility to use a second interface MiniMettler, for connection to older (legacy) systems   |                   |          |                     |
|            | Option Ethernet                           | Possibility to use a second interface Ethernet for connection to Ethernet network   |                   |          |                     |
|            | Option PS/2                               | Possibility to use a second interface PS/2 for connecting commercial keyboards and barcode readers  |                   |          |                     |
|            | Piece counting                            | New application for piece counting.   |                   |          |                     |
|            | % Weighing                                | New application for percent weighing.   |                   |          |                     |
|            | Transfer key                              | This function key allows the current weight value to be sent directly to the connected host computer.   |                   |          |                     |
|            | Languages                                 | French, Spanish and Japanese language improved.   |                   |          |                     |
|            | Statistic                                 | Max n = 999 instead of 99   |                   |          |                     |
|            | Display                                   | Addition of special character.  |                   |          |                     |
|            | Display                                   | Graphic improved, when the screen save mode is switch on, the display stay inactive until the balance is ready.   |                   |          |                     |
|            | Pretare with MT-SICS commands M06 and M26 | When using the MT-SICS M06-command (Change of User/method number) and M26-command (Change of application) in conjunction with a PC application, the pretare value is transferred in error.  |                   |          |                     |
|            | Protocol selection of ID                  | If an ID was chosen that ends with a dot (e.g. "Batch Nr."), this ID was not shown in the ID protocol selection menu nor in the info field  |                   |          |                     |
| 1.10.2005  | Stability of results                      | Filter optimization   | 1.14              | 4.11     | no                  |
| 11.06.2005 | Stability of results                      | Enhanced robustness even under adverse environmental conditions   | 1.14              | 4.00     | no                  |
| 01.10.2004 | Adjustment/Test protocol                  | On the adjustment protocol the date and time is always printed in the default format even if the format has been configured differently   | 1.14              | 1.13     | no                  |
|            | Display command (MT-SICS)                 | If a text is sent to the balance with the Display command that is too long to be shown on the balance screen then the text is only displayed partially. Instead of showing the least-significant text the most-significant text is shown. |                   |          |                     |
|            | Info Unit                                 | If the "Custom Unit" is shown in the info field and later the "Custom Unit" is turned off, the "Custom Unit" will still be shown in the info field and in the set up menu the selection for "Info Unit" is empty.                         |                   |          |                     |
|            | Password protection                       | If the password protection for the system has been activated, the Date/Time can still be changed via touch display.   |                   |          |                     |

\* Only active with new TDNR (type definition number). To be updated by service technician only.

## 3.8 Wie schnell ammortisiert sich Ihre Investition?

Unsere **Excellence-Waagen** erhöhen Ihre Produktivität und garantieren umfassende Sicherheit beim Wägen.

Die folgenden praktischen Beispiele zeigen Ihnen eine Renditenberechnung für eine XS-Analysewaage und eine XP-Mikrowaage mit optionalem Zubehör.

Diese Beispiele sollen Ihnen dabei helfen abzuwägen, wie schnell sich Ihre Investition auszahlen wird. Um es gleich vorwegzunehmen: **Excellence-Waagen sind immer eine lohnende Investition!**



## Wenn Geschwindigkeit der ausschlaggebende Faktor ist

Ein Lieferant der forschungsorientierten chemischen Industrie

### Ihr Anliegen

- Herstellung einzelner Präparate für HTS-Assays
- Abwägen einer Anzahl Proben mit vordefiniertem Volumen gemäß Kundenanweisung
- Ein nur für diese Aufgabe abgestellter Laborant verarbeitet täglich ca. 50 Aufträge bei durchschnittlich 12 Proben pro Auftrag.
- Die durchschnittliche Wägezeit pro Auftrag beträgt 30 %. Die Geschwindigkeit der Waage ist ausschlaggebend für einen höheren Durchsatz.

### Unsere Lösung: Produktivitätssteigerung durch kürzere Wägezeiten

- **XS205DU:** Analysenwaage für größere Effizienz und Produktivität
- **ErgoClip Basket** (siehe Kapitel 2.2)

### Annahme

- Präparataufträge fertig gestellt/Tag: 50
- Gesamtzeit/Auftrag: 9,6 Min.
- Wägezeit/Auftrag: 3 Min.
- Gewinnspanne/Auftrag: \$ 21,00

### Rendite: (bei neuer XS205DU-Waage)

- 1 Produktivitätssteigerung/Tag:  $\frac{8 \text{ Stunden (= 480 Min.)}}{(3 \text{ Min.} \times 80 \%) + 6,6 \text{ Min.}} - 50 = 3,3 \text{ Aufträge mehr/Tag}$   
(20 % schnellere Wägeschwindigkeit)
- 2 Größere Gewinnspanne/Tag: 3 Aufträge x \$ 21,00 x 220 Tage = \$ 13.860,00  
(auf das Jahr umgerechnet)
- 3 Anfängliche Investition: \$ 5.700,00\*  
(XS205DU)

\* Der Preis ist marktabhängig.

# 3.8

Beispiel für  
Renditen-  
berechnung

## Amortisierung: In weniger als 5 Monaten

# Wenn weniger mehr ist

## Ein Kunde der pharmazeutischen Industrie

### Ihr Anliegen

- Sie wägen Referenzsubstanzen für chemische Referenzlösungen zur Kalibrierung von HPLC-Systemen. Einige der Substanzen haben einen Wert von mehreren Tausend Euro pro Gramm.
- Sie möchten unter Einhaltung der USP-Bestimmungen so viel Referenzlösung wie möglich aus diesen wertvollen Substanzen gewinnen.
- Um die Kosten pro Referenzlösung zu minimieren, muss die Probenmenge so gering wie möglich und trotzdem (gemäß USP) größer oder gleich der für die verwendete Waage festgelegten Mindesteinwaage sein.
- Derzeit verwenden Sie eine Semi-Mikrowaage mit einer Kapazität von 100 g und einer Ablesbarkeit von 0,01 mg. Um Übertragungsfehler zu vermeiden, werden kleine Probenmengen direkt in größere Taragefäße (Taragewicht zwischen 10 und 30 g) übertragen.

### Unsere Lösung: Verringerung der Mindesteinwaage

- **Mikrowaage XP56:** Mikrowaage mit höchster Kapazität und Sicherheit
- **ErgoClip Flask micro** und **MinWeigh Door micro** (siehe Kapitel 2.2)
- **Ionisator** für elektrostatisch geladene Proben (siehe Kapitel 2.1)
- **MinWeigh-Mechanismus** (siehe Kapitel 1.2)

### Annahme

- Mindesteinwaage der aktuellen Analysewaage (Kapazität 110 g, Ablesbarkeit 0,01 mg): 25 mg
- Mindesteinwaage der XP56-Mikrowaage (Kapazität 52 g, Ablesbarkeit 0,001 mg): 8 mg\*
- Probenkosten/mg (durchschn.): EUR 4,00
- Vorgänge/Tag (durchschn.): 2

\* Bei kleineren Taragefäßen und optimalen Umgebungsbedingungen kann die Mindesteinwaage auf 2,1 mg oder noch weniger gesenkt werden.

### Rendite: (bei neuer XP56-Waage)



- 1 Weniger Referenzsubstanz/Tag:  
(8 mg - 25 mg = -17 mg)
- 2 Kosteneinsparung:  
(auf das Jahr umgerechnet)
- 3 Anfängliche Investition:  
(XP56 + Zubehör und Service)

$$17 \text{ mg} \times 2 = 34 \text{ mg}$$

$$34 \text{ mg} \times \text{EUR } 4,00 \times 220 \text{ Tage} = \text{EUR } 29.920,00$$

$$\text{EUR } 21.670,00^*$$

\* Der Preis ist marktabhängig.

## Amortisierung: In weniger als 9 Monaten

### Was wäre wenn...? Excellence XP: "Ihre Gewähr für sichere Ergebnisse"

**Die Nicht-Einhaltung** festgelegter Limiten kann in einer **regulierten Umgebung** drastische Folgen haben.

Die folgenden Szenarien könnten sich auch in Ihrem Labor abspielen und zu beträchtlichen Verlusten führen.

**Die integrierten Warnfunktionen der XP-Waagen** können verschiedene Gefahren ausschalten bzw. minimieren. So können Sie sich voll und ganz auf den Wägevorgang konzentrieren.

| Was wäre wenn ...   | Schwerwiegende Folgen  | Unsere Lösung                              |
|---|--|--|
| <b>Die Waage war zu einem bestimmten Zeitpunkt geneigt</b> , die Messungen wurden jedoch trotzdem fortgesetzt.                        | Ihre SOP lässt kein Wägen ohne Nivellierung zu; Daten werden als unzulässig eingestuft und es kommt zu einem Produktionsstopp ...                                | <b>LevelControl</b><br>(Kapitel 1.1)       |
| Kleine Proben wurden versehentlich <b>unterhalb</b> der <b>Mindesteinwaage</b> gemessen.  | Wertvolle Proben gehen verloren und Messungen müssen wiederholt werden, die Lieferung des Probenmaterials dauert jedoch gelegentlich 1-2 Monate.                 | <b>MinWeigh</b><br>(Kapitel 1.2)           |
| Die Wägeparameter, die sich auf die Genauigkeit des Wägeresultats auswirken können, wurden von einem Benutzer versehentlich geändert. | Auditoren haben eine Abweichung zwischen Ihrer SOP und den tatsächlichen Waageneinstellungen festgestellt. Sie müssen nun Ursache und Auswirkung untersuchen ... | <b>Benutzerverwaltung</b><br>(Kapitel 1.3) |





## 4. Flexible Schnittstellen

4

## 4.1 Wird Ihre Waage an andere Geräte angeschlossen?


Bei **allen Excellence-Waagen** können die integrierte RS232-Schnittstelle und eine der optionalen Schnittstellen gleichzeitig verwendet werden.

Es sind sieben verschiedene Schnittstellenoptionen verfügbar. Unabhängig davon können Sie zudem die beiden Anschlüsse Aux1 und Aux2 verwenden.

### Optionale Schnittstellen für Excellence-Waagen

| Schnittstellenoption          | Teile-Nr. | Verfügbarkeit |    | Zweck  |
|-------------------------------|-----------|---------------|----|--|
|                               |           | XP            | XS |  |
| LocalCAN (LC)                 | 11132505  | X             | X  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2. Schnittstelle zum Anschluss von bis zu 5 LC-Systemen</li> <li>• Für Kompatibilität mit älteren Modellen (siehe Kapitel 4.2)</li> </ul>                         |
| Bluetooth Single-Point (BTS)* | 11132535  | X             | X  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluetooth-Schnittstelle für Funkverbindung</li> <li>• Punkt-zu-Punkt-Verbindung, 1 Waage und 1 Peripheriegerät</li> </ul>   |
| Bluetooth Multi-Point (BT)*   | 11132530  | X             | X  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluetooth-Schnittstelle für Funkverbindung</li> <li>• Mehrfachverbindung zwischen 1 Waage und bis zu 6 Peripheriegeräten</li> </ul>                               |
| RS232C (RS)                   | 11132500  | X             | X  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2. Schnittstelle für den Anschluss von RS232C-Peripheriegeräten</li> <li>• z. B.: Ein RS für den Host und ein weiteres für einen Drucker oder Titrator</li> </ul> |
| PS/2                          | 11132520  | X             | X  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2. Schnittstelle für handelsübliche Tastatur oder Barcode-Lesegerät</li> </ul>  |
| MiniMettler (MM)*             | 11132510  | X             | X  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2. Schnittstelle für Kompatibilität mit älteren Modellen (siehe Kapitel 4.2)</li> </ul>   |
| Ethernet*                     | 11132515  | X             | X  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2. Schnittstelle für LAN-Anschluss</li> </ul>   |

\* Funktioniert u. U. nicht mit älteren Softwareversionen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem METTLER TOLEDO-Kundendienstmitarbeiter.



## 4.1

Optionale  
Schnittstellen  
für  
Excellence-  
Waagen

## Anschluss an Peripheriegeräte

| METTLER TOLEDO und Drittanbietergeräte  |  | Bezeichnung<br>Teile-Nr.                                    | LC | BTS | BT | RS | PS/2 | MM | Ethernet | USB | Aux 1 & 2 |
|---|--|---|----|-----|----|----|------|----|----------|-----|-----------|
|    | <b>Barcode-Lesegerät</b><br>Informationen werden an Waage übertragen.<br>Wechselstromadapter 230 V (EU)<br>Wechselstromadapter 115 V (USA) | <b>BCR-RS</b><br>21900879<br>21900882<br>21900883           | 5  |     |    | 1  |      |    |          |     |           |
|   |  | <b>BCR-PS/2</b><br>21900880<br><b>BCR-PS/2Y</b><br>21900881 |    |     |    |    | 3    |    |          |     |           |
|   |  |   |    |     |    |    |      |    |          |     |           |
|    | <b>Drucker</b><br>GLP-/GMP-Drucker mit möglichem Ausdruck von Zeit, Datum, ID und Seriennummer in der Kopfzeile                            | <b>BT-P42</b><br>11132540                                   |    | 2   | 2  |    |      |    |          |     |           |
|   |  | <b>RS-P42</b><br>11132555                                   | 5  |     |    | 1  |      |    |          |     |           |
|    | <b>Zusatz-Display als Werkbankversion</b><br>BLD = LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung<br>AD = Fluoreszenz-Display                      | <b>BT-BLD</b><br>11132555                                   |    | 2   | 2  |    |      |    |          |     |           |
|    | <b>Zusatz-Display als Standversion</b><br>BLDS = LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung<br>AD = Fluoreszenz-Display                        | <b>RS/LC-BLDS</b><br>11132630                               | 4  |     |    | 1  |      |    |          |     |           |
|   | <b>LC-IO-Relay-Schnittstelle</b><br>Eingabe-/Ausgabemodul zur Verwaltung von bis zu 8 Dosierungs- und Prüfsystemen (nur bei XP)            | <b>LC-IO</b><br>21202217                                    | 4  |     |    | 1  |      |    |          |     |           |
|  | <b>LV11-Automatikzufuhr</b><br>Automatische Zufuhr kleiner Objekte   | <b>LV11</b><br>21900608                                     | 4  |     |    | 1  |      |    |          |     |           |
|  | <b>LC-FS-Fuß-/Handscharter</b><br>Für den Betrieb der Waage per Hand bzw. Fuß, 1 wählbare Funktion   | <b>LC-FS</b><br>229060                                      | 3  |     |    |    |      |    |          |     |           |
|  | <b>Fußschalter für Anschluss Aux1 und Aux2</b><br>Zusätzlicher Fußschalter mit wählbaren Funktionen für die Waage                          | <b>Zus. Fußschalter</b><br>11106741                         |    |     |    |    |      |    |          |     | 3         |
|  | <b>ErgoSens (optischer Sensor)</b><br>Zusätzliche Schnittstelle mit wählbarer Funktion für die Waage. Für die berührungslose Bedienung.    | <b>ErgoSens</b><br>1132601                                  |    |     |    |    |      |    |          |     | 3         |
|  | <b>Laptop</b>  |   | 5  | 2   | 2  | 1  |      |    | 6        | *   |           |
|  | <b>Tastatur</b>  |   |    |     |    |    | 3    |    |          |     |           |
|  | <b>Waagen mit MM-Schnittstelle</b>   |   |    |     |    |    |      | 7  |          |     |           |

\*: RS/USB-Converter erforderlich (Drittanbietergerät)

1: Kabel 11101051 erforderlich

2: Funkverbindung (Bluetooth)

3: Festes Kabel

4: Kabel 229116 (Länge = 5 m); zusätzliches Kabel: 229161 (Länge = 1 m), 229115 (Länge = 2 m)

5: Instrumente mit einer RS-Schnittstelle können mithilfe eines LC-RS9-Kabels an die LocalCan-Schnittstelle (LC-Schnittstelle) angeschlossen werden: 229065 (Länge = 2 m)

6: LAN-Kabel

7: Abwärtskompatibel zum MiniMettler-System


# 4.1

**Anschluss an  
Peripherie-  
geräte**

## MT-SICS (METTLER TOLEDO - Standard Interface Command Set)

Wir bieten Ihnen eine Reihe von **standardisierten bidirektionalen Befehlen** für METTLER TOLEDO-Waagen, die so genannten **MT-SICS-Befehle**. Sie können Ihre Waage in ein System integrieren oder die Waage standortfern bzw. automatisch über bidirektionale Befehle steuern.

Die grundlegenden Befehle (wie "Wägedaten senden", "Waage tarieren", "Null stellen" usw.) sind bei allen METTLER TOLEDO-Waagen gleich. Weitere Informationen zu bidirektionalen Befehlen finden Sie in der **Bedienungsanleitung Excellence MT-SICS**. (Besuchen Sie unsere Website unter [www.mt.com](http://www.mt.com) und suchen Sie nach dem Stichwort "MT-SICS".)



## Hinweise

Bestimmte bidirektionale Befehle älterer METTLER TOLEDO-Waagen werden unter Umständen nicht von den XP/XS-Waagen unterstützt, selbst wenn eine LC- oder MM-Schnittstelle vorhanden ist. Wenden Sie sich an Ihren METTLER TOLEDO-Kundendienstmitarbeiter vor Ort, um sicherzustellen, dass alle Befehle Ihrer aktuellen Waage von den **MT-SICS-Befehlen** der XP/XS-Waagen unterstützt werden.

## LIMS-Integration und 21 CFR Part 11-Konformität durch LabX pro

LabX ist die Laborsoftware zur Instrumentensteuerung und Datenverwaltung von METTLER TOLEDO für **Waagen** und **Titratoren**. Die Software ist in drei Ausbaustufen erhältlich: LabX pro, LabX light und LabX direct. Genauere Informationen finden Sie in Kapitel 1.4.



# 4.1

## MT-SICS-Befehle

## 4.2 Möchten Sie Ihre alte Waage demnächst ersetzen?

### Empfohlene neue Modelle

| Ihre Waage                                | Unsere Empfehlung                         |
|---|---|
| <b>AE-, AT- oder AX-Serie</b>             | Excellence Plus <b>XP-Analysewaage</b>    |
| <b>AE- oder AG-Serie</b>                  | Excellence <b>XS-Analysewaage</b>         |
| <b>PM-, PR- oder SR-Serie</b>             | Excellence Plus <b>XP-Präzisionswaage</b> |
| <b>PM-, PJ-, PE-, PG-S- oder SG-Serie</b> | Excellence <b>XS-Präzisionswaage</b>      |

\* Das genau empfohlene Modell ist abhängig von Ihrer spezifischen Wäganwendung und den jeweiligen Regulierungsbestimmungen. Lassen Sie sich von Ihrem METTLER TOLEDO-Vertreter vor Ort bezüglich der richtigen Waage beraten.

### Kompatibilität mit älteren Modellen für die Systemintegration

Wenn Sie eine ältere, in Ihr System integrierte METTLER TOLEDO-Waage ersetzen möchten, müssen Sie sicherstellen, dass derselbe Schnittstellentyp verfügbar ist. Falls Ihre Waage über eine LocalCAN-

oder MiniMettler-Schnittstelle verfügt, müssen Sie ggf. optionale Schnittstellen installieren, um die Waage der Excellence-Serie in das bestehende System zu integrieren.


| Ihre MT-Waage                              | Standardschnittstelle | Erforderliche Schnittstellenoption für XP/XS-Waagen | Teile-Nr. |
|--|-----------------------|---|-----------|
| AG-, PG-, PR-, SR-Serie <sup>1)</sup> usw. | LocalCAN (LC)         | LC-Option für XP/XS                                 | 11132505  |
| AT-, PM-, PJ-, PE-Serie <sup>1)</sup> usw. | MiniMettler (MM)      | MM-Option für XP/XS <sup>2)</sup>                   | 11132510  |

1) Die Standardschnittstelle der einzelnen Modelle kann je nach Herstellungszeitraum variieren. Falls Sie den Schnittstellentyp Ihrer Waage nicht ermitteln können, wenden Sie sich an Ihren MT-Kundendienstmitarbeiter vor Ort. 2) Informationen zur Kompatibilität zwischen der MM-Option für XP/XS-Waagen und älteren Waagen erhalten Sie in der Betriebsanleitung oder von Ihrem MT-Kundendienstmitarbeiter vor Ort.

### Continuous-Modus

**XP/XS-Waagen** verfügen über drei Continuous-Modi\* für **MT-SICS, AT/MT und PM**. Sie können den Continuous-Modus mit einer AT- oder PM-Waage verwenden. Wenn Sie eine AT- oder PM-Waage durch eine XP/XS-Waage ersetzen, ist die optionale MiniMettler-Schnittstelle nicht erforderlich. Sie können in den Einstellungen für Peripheriegeräte die Option für den Continuous-Modus aktivieren. Die Waage sendet in diesem Fall regelmäßig und automatisch Wägedaten, wobei das Format der Datenausgabe dem der AT- und PM-Waagen entspricht.

\* Continuous-Modus: Wägedaten werden regelmäßig und automatisch über den Host-Modus gesendet.



On

MT-SICS

PM

AT/MT

Es stehen drei verschiedene Continuous-Modi zur Auswahl.

# 4.2

**Neue Modelle und Kompatibilität mit älteren Modellen**



## 4.3 Möchten Sie eine USB-Schnittstelle verwenden?


### USB-Schnittstelle

Können Computer mit einer **USB-Schnittstelle** an eine **Excellence-Waage** von METTLER TOLEDO angeschlossen werden?

Ja. Alle Computer mit USB-Schnittstelle können mittels eines "standardmäßigen USB/RS-Converters" über die RS232-Schnittstelle der Waage an eine METTLER TOLEDO Excellence-Waage angeschlossen werden. Dabei bleibt der volle Funktionsumfang der herkömmlichen RS/RS-Verbindung erhalten.

### Beispiel für die Verbindung eines Laptops mit einem METTLER TOLEDO-Drucker über eine USB-Schnittstelle

Die übliche Methode zum Aufbau eines solchen Systems wird in der folgenden Abbildung gezeigt:



### Verfügbarkeit

USB/RS232-Converter sind landesspezifisch und erfordern die entsprechende Software auf dem Computer. Die Software wird mit dem Converter geliefert. Es wird empfohlen, den Converter vor Ort in einem Fachgeschäft zu kaufen. Fragen Sie zudem Ihren METTLER TOLEDO-Kundendienstmitarbeiter, welche Converter für Ihr Gebiet getestet wurden und daher für die Verwendung mit **Excellence-Waagen** empfohlen werden.

# 4.3

**USB-  
Schnittstelle**

### Ausschluss

METTLER TOLEDO kann keine Gewähr geben für die Leistungsfähigkeit von Drittanbieterprodukten. Die Verantwortung für den ordnungsgemäßen Systembetrieb und die ordnungsgemäße Integration liegt daher alleine beim Kunden. METTLER TOLEDO bietet Ihnen auf Wunsch Validierungs-Support und -Services.

# 4.4 Wird Ihre Waage an einen Titrator angeschlossen?



## Anschluss an einen Titrator

Titratoren gehören zu den am häufigsten mit einer Waage verbundenen Instrumenten.

Im Folgenden finden Sie Informationen zur Konfiguration von **XP/XS-Waagen** für den Anschluss an METTLER TOLEDO-Titratoren.

### 1. Anschluss von XS/XP-Waagen an aktuelle MT-Titratoren

| Titratoren               | DL70ES/77                  |               | DL50/53/58                 |               | DL31/38 & DL32/39          |               |
|--------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| Softwareversion          | 3.1                        |               | 2.4                        |               | 2.12                       |               |
| Titratoren-Schnittstelle | CL20mA                     |               | RS232                      |               | RS232 fixed                |               |
| Kommunikation            | Einseitig gerichtet        | Bidirektional | Einseitig gerichtet        | Bidirektional | Einseitig gerichtet        | Bidirektional |
| Konfiguration (fix)      | 2400, 7 Bit, even, kein HS |               | 2400, 7 Bit, even, kein HS |               | 2400, 7 Bit, even, kein HS |               |

| Schnittstellen             | Converter LC-CL5                              | Kabel MM-CL5 | Converter LC-CL5                 | Kabel RS9-RS9 | Converter LC-RS9                              | Kabel RS9-RS9 | Converter LC-RS9                 | Kabel RS9-RS9 | Converter LC-RS9                              |  | Converter LC-RS9                 |
|----------------------------|---|--------------|----------------------------------|---------------|---|---------------|----------------------------------|---------------|---|--|----------------------------------|
| Kabel-/Converter-Teile-Nr. | ME229130                                      |              | ME229130                         | ME11101051    | ME229065                                      | ME11101051    | ME229065                         | ME11101051    | ME229065                                      |  | ME229065                         |
| Schalttereinstellungen     | * 7 - 3 - 4 (Continuous) (2400, 7/E, kein HS) |              | * 0 - 3 - 4 (2400, 7/E, kein HS) |               | * 7 - 3 - 4 (Continuous) (2400, 7/E, kein HS) |               | * 0 - 3 - 4 (2400, 7/E, kein HS) |               | * 7 - 3 - 4 (Continuous) (2400, 7/E, kein HS) |  | * 0 - 3 - 4 (2400, 7/E, kein HS) |

| Waagenschnittstelle    | LC-Option                  | MM-Option       | LC-Option       | RS232 fix           | LC-Option                  | RS232 fix oder RS-Option       | LC-Option       | RS232 fix           | LC-Option                  | RS232 fix oder RS-Option       | LC-Option       |
|------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Konfiguration          | Zweites Display: LC-Option | Host: RS-Option | Host: LC-Option | Host: RS232 fix     | Zweites Display: LC-Option | Host: RS232 fix oder RS-Option | Host: LC-Option | Host: RS232 fix     | Zweites Display: LC-Option | Host: RS232 fix oder RS-Option | Host: LC-Option |
| Baudrate               | * LC-Option                | 2400            | * LC-Option     | 2400                | * LC-Option                | 2400                           | * LC-Option     | 2400                | * LC-Option                | 2400                           | * LC-Option     |
| Parität                |                            | 7 Bit/even/1    |                 | 7 Bit/even/1        |                            | 7 Bit/even/1                   |                 | 7 Bit/even/1        |                            | 7 Bit/even/1                   |                 |
| Handshake              |                            | keiner          |                 | keiner              |                            | Xon/Xoff                       |                 | keiner              |                            | Xon/Xoff                       |                 |
| Sendemodus             |                            | Continuous      |                 | Continuous          |                            | Off                            |                 | Continuous          |                            | Off                            |                 |
| Ausgabeformat          |                            | AT              |                 | MT-SICS, PM oder AT |                            |                                |                 | MT-SICS, PM oder AT |                            |                                |                 |
| Update/Sek.            |                            | 5               |                 | 5                   |                            |                                |                 | 5                   |                            |                                |                 |
| Gewicht abgerufen über | Cont.-Modus                | Cont.-Modus     | Titratoren      | Cont.-Modus         | Cont.-Modus                | Titratoren                     | Titratoren      | Cont.-Modus         | Cont.-Modus                | Titratoren                     | Titratoren      |

### 2. Anschluss von XS/XP-Waagen an ältere MT-Titratoren

| Titratoren               | DL18/35                    | DL21/25                    | DL37                       |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Softwareversion          | 1.2                        | 1.2                        | 3.2                        |
| Titratoren-Schnittstelle | CL20mA                     | CL20mA                     | "Balance"                  |
| Kommunikation            | Einseitig gerichtet        | Einseitig gerichtet        | Einseitig   Bidirektional  |
| Konfiguration (fix)      | 2400, 7 Bit, even, kein HS | 2400, 7 Bit, even, kein HS | 2400, 7 Bit, even, kein HS |

| Schnittstellen             | CLC-CL5                                       | Kabel MM-CL5 | LC-CL20                                       | Kabel MM-CL5 | Kabel Balance-RS                                 | Converter LC-RS9 |
|----------------------------|---|--------------|---|--------------|--|------------------|
| Kabel-/Converter-Teile-Nr. | ME229130 + ME106090                           |              | ME229130 + ME106090                           |              | ME59759 + Invertieradapter DB9 männlich-männlich | ME229065         |
| Schalttereinstellungen     | * 7 - 3 - 4 (Continuous) (2400, 7/E, kein HS) |              | * 7 - 3 - 4 (Continuous) (2400, 7/E, kein HS) |              |  |                  |

| Waagenschnittstelle    | LC-Option                  | MM-Option       | LC-Option                  | MM-Option       | RS232 fix       | RS232 fix oder RS-Option       | LC-Option       |
|------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| Konfiguration          | Zweites Display: LC-Option | Host: MM-Option | Zweites Display: LC-Option | Host: MM-Option | Host: RS232 fix | Host: RS232 fix oder RS-Option | Host: LC-Option |
| Baudrate               | * LC-Option                | 2400            | * LC-Option                | 2400            | 2400            | 2400                           | * LC-Option     |
| Parität                |                            | 7 Bit/even/1    |                            | 7 Bit/even/1    | 7 Bit/even/1    | 7 Bit/even/1                   |                 |
| Handshake              |                            | keiner          |                            | keiner          | keiner          | Xon/Xoff                       |                 |
| Sendemodus             |                            | Continuous      |                            | Continuous      | Continuous      |                                |                 |
| Ausgabeformat          |                            | AT              |                            | AT              | AT              |                                |                 |
| Update/Sek.            |                            | 5               |                            | 5               | 5               |                                |                 |
| Gewicht abgerufen über | Cont.-Modus                | Cont.-Modus     | Cont.-Modus                | Cont.-Modus     | Cont.-Modus     | Titratoren                     | Titratoren      |

## Anschluss an einen Titrator über LabX

Mit LabX, der Software zur Instrumentensteuerung, können Sie **Titratoren** und **Waagen** in dasselbe Netzwerk integrieren und für eine umfassende Datenverwaltung mit einem LIMS-System verbinden. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 1.4.

\* Zum Anschluss von **XP/XS-Waagen** an andere Titratoren wenden Sie sich bitte an Ihren MT-Kundendienstmitarbeiter vor Ort.

# 4.4

## Titratoren-Anschluss

Hinweise: Eine Übertragung des Gewichts mittels Printkey (im Druckermodus) wird nicht empfohlen: Der Titrator akzeptiert nur das Bruttogewicht in Gramm. Andere Gewichtseinheiten, Nettogewichte oder Gewichtsresultate von genehmigten Waagen werden zurückgewiesen.

## This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



## 5. Umfassendes Zubehör

## 5.1 Zubehör für Excellence-Waagen

| Beschreibung                     |  | Teile-Nr. | XP<br>Analysenwaage | XS | XP<br>Präzisionswaage | XS |
|----------------------------------|--|-----------|---------------------|----|-----------------------|----|
| Sensoren                         | ErgoSens, optischer Sensor für die berührungslose Bedienung  | 11132601  | X                   | X  | X                     | X  |
| Waag-<br>schalen                 | MPS (Magnetic Protection Shield, magnetisches Schutzschild) für 0,1 g-Modelle, 190 mm x 223 mm               | 11132625  | --                  | -- | X                     | X  |
|                                  | MPS (Magnetic Protection Shield, magnetisches Schutzschild) für 10 mg-Modelle, 170 mm x 205 mm               | 11132626  | --                  | -- | X                     | X  |
|                                  | Waagschale 190 mm x 223 mm mit Halterung   | 11132655  | --                  | -- | X                     | X  |
|                                  | Waagschale 170 mm x 205 mm mit Halterung und Schutzring  | 11132660  | --                  | -- | X                     | X  |
| Wind-<br>schutz                  | Windschutz „Pro“ für 1 mg-Modelle, Nutzhöhe 248 mm   | 11131651  | --                  | -- | X                     | X  |
|                                  | Windschutz ohne Glas für 0,1 mg- und 1 mg-Modelle (für die Nahrungsmittelindustrie), Nutzhöhe 248 mm         | 11131652  | --                  | -- | X                     | X  |
|                                  | Windschutz für 0,1 g- und 10 mg-Modelle, Nutzhöhe 175 mm   | 11131653  | --                  | -- | X                     | X  |
|                                  | Windschutz „MagicCube“ für 1 mg-Modelle, Nutzhöhe 175 mm   | 11131650  | --                  | -- | X                     | X  |
|                                  | Windschutz für die gesamte Waage (S- und M-Plattform, Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 300 x 450 x 450 mm | 11134430  | --                  | -- | X                     | X  |
|                                  | Windschutz für die gesamte Waage, (L-Plattform, Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 550 x 470 x 580 mm       | 11134470  | --                  | -- | X                     | X  |
| Drucker                          | BT-P42-Drucker mit Bluetooth-Funkverbindung zur Waage  | 11132540  | X                   | X  | X                     | X  |
|                                  | RS-P42-Drucker mit RS232C-Verbindung zur Waage   | 229265    | X                   | X  | X                     | X  |
| Optionale<br>Schnitt-<br>stellen | BT-Option: 2. Bluetooth-Schnittstelle, Mehrpunkt-Funkverbindung für bis zu 6 Bluetooth-Geräte                | 11132530  | X                   | X  | X                     | X  |
|                                  | BTS-Option: 2. Bluetooth-Schnittstelle, Punkt-zu-Punkt-Funkverbindung  | 11132535  | X                   | X  | X                     | X  |
|                                  | Ethernet-Option: 2. Ethernet-Schnittstelle für die Verbindung zu einem Ethernet-Netzwerk                     | 11132515  | X                   | X  | X                     | X  |
|                                  | E-Link IP65 EB01: Ethernet-Verbindung zu einem e-Link-Netzwerk mit IP65-Schutz                               | 11120003  | X                   | X  | X                     | X  |
|                                  | PS/2-Option: 2. Schnittstelle für den Anschluss von handelsüblichen Tastaturen und Barcode-Lesegeräten       | 11132520  | X                   | X  | X                     | X  |
|                                  | RS232C-Option: 2. Schnittstelle für den Anschluss eines Druckers (RS-P42), Computers oder Titrators          | 11132500  | X                   | X  | X                     | X  |
|                                  | LocalCAN-Option: 2. Schnittstelle für den Anschluss von bis zu fünf LC-Instrumenten (LocalCAN-Instrumenten)  | 11132505  | X                   | X  | X                     | X  |
|                                  | MiniMettler-Option: 2. MiniMettler-Schnittstelle für den Anschluss an ältere Systeme                         | 11132510  | X                   | X  | X                     | X  |

**XP/XS-  
Zubehör**

**5.1**



| Beschreibung                      |   | Teile-Nr. | XP<br>Analysenwaage | XS | XP<br>Präzisionswaage | XS |
|-----------------------------------|---|-----------|---------------------|----|-----------------------|----|
| Schutzhüllen                      | Schutzhülle für XP-Terminal (nur Terminal)  | 11132570  | X                   | -- | X                     | -- |
|                                   | Schutzhülle für XS-Terminal (nur Terminal)  | 11106870  | --                  | X  | --                    | X  |
|                                   | Schutzhülle für Waageplattform „S“, 10 mg- und 0,1 g-Modelle (nur Plattform)  | 11133034  | --                  | -- | X                     | X  |
|                                   | Schutzhülle für Waageplattform „M“ (nur Plattform)  | 11132574  | --                  | -- | X                     | X  |
|                                   | Schutzhülle für XS-Waage mit Plattform „S“, 10 mg- und 0,1 g-Modelle (komplette Waage)  | 11132571  | --                  | -- | --                    | X  |
|                                   | Schutzhülle für XS-Waage mit Waageplattform „M“ (komplette Waage)   | 11132572  | --                  | -- | --                    | X  |
|                                   | Schutzhülle für XS-Terminal, angeschlossen an Plattform „L“ (nur Terminal)  | 11132573  | --                  | -- | --                    | X  |
| Stative und Wandhalterungen       | Stativ zur Platzierung des Terminals 30 cm über der Waagschale (S- und M-Plattform)   | 11132636  | --                  | -- | X                     | X  |
|                                   | Stativ zur Platzierung des Terminals 30 cm über der Waagschale (L-Plattform)  | 11132653  | --                  | -- | X                     | X  |
|                                   | Stativ für Terminal und Drucker   | 11106730  | X                   | X  | --                    | -- |
|                                   | Wandhalterung für Terminal  | 11132665  | X                   | X  | X                     | X  |
| ErgoClips                         | ErgoClip Basket small (Korb für kleine Wägegüter)   | 11106747  | X                   | X  | --                    | -- |
|                                   | ErgoClip Titration Basket (Titrationskorb)  | 11106883  | X                   | X  | --                    | -- |
|                                   | ErgoClip Weighing Boat (Wägeschiffchen)   | 11106748  | X                   | X  | --                    | -- |
|                                   | ErgoClip Round Bottom Flask (Rundkolben)  | 11106746  | X                   | X  | --                    | -- |
|                                   | ErgoClip Flask (Messkolben)   | 11106764  | X                   | X  | --                    | -- |
|                                   | MinWeigh Door (ideal für die Verwendung mit „ErgoClip Flask“)   | 11106749  | X                   | X  | --                    | -- |
|                                   | ErgoClip Flask micro (Mikrokolben) (nur für XP-Mikrowaagen)   | 11107879  | X                   | -- | --                    | -- |
|                                   | MinWeigh Door micro (Mikroschutztüre für sehr geringe Gewichte) (nur für XP-Mikrowaagen, ideal für die Verwendung mit „ErgoClip Flask micro“) | 11107869  | X                   | -- | --                    | -- |
|                                   | ErgoClip Tube (Röhrchen)  | 11106784  | X                   | X  | --                    | -- |
|                                   | Einweg-Waagschale aus Aluminium (10 Stk.)   | 11106711  | X                   | X  | --                    | -- |
|                                   | Wäge-Kit - Satz ErgoClips (einschl. kleiner Korb, Wägeschiffchen, Rundkolben und Einweg-Aluminiumschalen)                                     | 11106707  | X                   | X  | --                    | -- |
|                                   |   |           |                     |    |                       |    |
| Abdeckung für Wechselstromadapter | IP54-Abdeckung für Wechselstromadapter  | 11132550  | X                   | X  | X                     | X  |
| Diebstahlsicherung                | Stahlseil   | 11600361  | X                   | X  | X                     | X  |
| Terminalkabel                     | Verlängerungskabel für Terminal 4,5 m   | 11600517  | X                   | X  | X                     | X  |
| Dichte-Kit                        | Dichte-Kit für Präzisionswaagen, 1 mg- und 0,1 mg-Modelle   | 11132680  | --                  | -- | X                     | X  |
|                                   | Dichte-Kit für alle Analysenwaagen  | 11106706  | X                   | X  | --                    | -- |
|                                   | Zertifiziertes Thermometer für die Bestimmung der Dichte  | 11132685  | X                   | X  | X                     | X  |
|                                   | Verdrängungskörper 10 ml: zur Dichtebestimmung von Flüssigkeiten  | 210260    | X                   | X  | X                     | X  |
|                                   | Verdrängungskörper 10 ml, zertifizierte Ausführung  | 210672    | X                   | X  | X                     | X  |
| Kit für dynamisches Wägen         | Kit für dynamisches Wägen, 0,1 mg- und 10 mg-Modelle, 4 l-Gefäß   | 11132657  | --                  | -- | X                     | X  |

**XP/XS-  
Zubehör**

**5.1**

| Beschreibung          |  | Teile-Nr. | XP<br>Analysenwaage | XS | XP<br>Präzisionswaage | XS |
|-----------------------|--|-----------|---------------------|----|-----------------------|----|
| Zweites Display       | BT-BLD-Bluetooth-Zweitdisplay für die Montage auf der Arbeitsfläche. Funkverbindung. LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung. | 11132555  | X                   | X  | X                     | X  |
|                       | RS/LC-BLDS-Zweitdisplay für die Montage auf der Arbeitsfläche oder an der Waage. LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung.     | 11132630  | X                   | X  | X                     | X  |
|                       | LC-AD-Zweitdisplay auf Tischstativ mit Fluoreszenz-Anzeige   | 229140    | X                   | X  | X                     | X  |
|                       | LC-ADS-Zweitdisplay auf hohem Tischstativ mit Fluoreszenz-Anzeige  | 229150    | X                   | X  | X                     | X  |
|                       | LC/RS-BLD-Zweitdisplay auf Tischstativ mit LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung   | 224200    | X                   | X  | X                     | X  |
| Barcode-Lesegerät     | RS232C-Barcode-Lesegerät   | 21900879  | X                   | X  | X                     | X  |
|                       | Wechselstromadapter für Barcode-Lesegerät 230 V (EU)   | 21900882  | X                   | X  | X                     | X  |
|                       | Wechselstromadapter für Barcode-Lesegerät 115 V (USA)  | 21900883  | X                   | X  | X                     | X  |
|                       | PS/2-Barcode-Lesegerät   | 21900880  | X                   | X  | X                     | X  |
|                       | PS/2Y-Barcode-Lesegerät  | 21900881  | X                   | X  | X                     | X  |
| Füllmengenkontrolle   | LV11-Transportgerät für das automatische Beladen der Waage mit kleinen Wägegütern  | 21900608  | X                   | X  | X                     | X  |
|                       | LV11-Windschutztüre „Pro“ für 0,1 mg- und 1 mg-Modelle   | 11132711  | --                  | -- | X                     | X  |
|                       | LV11-Windschutztüre für alle Analysenwaagen  | 11106715  | X                   | X  | --                    | -- |
| LC-I/O Box            | Relais-Schnittstelle für die Steuerung von bis zu 8 externen Instrumenten über die Waage                                     | 21202217  | X                   | -- | X                     | -- |
| LC-Fußschalter        | Zusätzlicher Fußschalter mit wählbarer Funktion für die Waage  | 11106741  | X                   | X  | X                     | X  |
|                       | LC-FS mit wählbarer Funktion   | 229060    | X                   | X  | X                     | X  |
|                       | Schaltkasten; über LocalCAN-Schnittstelle können bis zu drei Waagen an einen Drucker angeschlossen werden                    | 229220    | X                   | X  | X                     | X  |
| Transportkoffer       | Transportkoffer für Präzisionswaagen, 10 mg- und 0,1 g-Modelle. Mit Platz für einen Drucker.                                 | 11132595  | --                  | -- | X                     | X  |
|                       | Transportkoffer für alle Analysenwaagen  | 11106873  | X                   | X  | --                    | -- |
| XP-SE-Kit             | Separates Elektronik-Kit für XP-Analysenwaagen   | 11106743  | X                   | -- | --                    | -- |
|                       | Verlängerungskabel, 0,6 m  | 211535    | X                   | -- | --                    | -- |
|                       | Verlängerungskabel, 5 m  | 210688    | X                   | -- | --                    | -- |
| PC-Volume             | PC-Volume-Software (Option 1)  | 21900791  | X                   | X  | --                    | -- |
|                       | Kondensatabschneider und PC-Volume-Software (Option 3)   | 21901263  | X                   | X  | --                    | -- |
|                       | Kondensatabschneider (Option 2)  | 21901264  | X                   | X  | --                    | -- |
| AntiStatik-Kit        | Integrierbarer Ionisator für XP-Analysenwaagen mit Netzteil  | 11107761  | X                   | -- | --                    | -- |
|                       | Optionale zweite Punktelektrode für den Ionisator  | 11107762  | X                   | -- | --                    | -- |
|                       | Universelles AntiStatik-Kit (U-Ionisator)  | 11107767  | X                   | X  | X                     | X  |
|                       | Optionale U-Elektrode für den U-Ionisator  | 11107764  | X                   | X  | X                     | X  |
|                       | Optionale Punktelektrode für den U-Ionisator   | 11107765  | X                   | X  | X                     | X  |
|                       | Netzteil für U-Ionisator (erfordert eine optionale Elektrode)  | 11107766  | X                   | X  | X                     | X  |
| Produktionszertifikat | Produktionszertifikat „Pro“ für XS-Waagen  | 11106895  | inkl.               | X  | inkl.                 | X  |

**XP/XS-  
Zubehör**

**5.1**

| Beschreibung                            |  |             | Teile-Nr. | XP<br>Analysenwaage | XS | XP<br>Präzisionswaage | XS |
|---|--|-------------|-----------|---------------------|----|-----------------------|----|
| Einrichtung<br>für Unterflur-<br>wägung | Einrichtung für Unterflurwägung bei Plattform „M“ oder „L“ (integriert in Plattform „S“) |             | 11132565  | --                  | -- | X                     | X  |
| LabX balance                            | LabX pro balance   | Englisch    | 11120301  | X                   | X  | X                     | X  |
|   |  | Deutsch     | 11120302  | X                   | X  | X                     | X  |
|   |  | Französisch | 11120303  | X                   | X  | X                     | X  |
|   | LabX light balance   | Englisch    | 11120317  | X                   | X  | X                     | X  |
|   |  | Deutsch     | 11120318  | X                   | X  | X                     | X  |
|   |  | Französisch | 11120319  | X                   | X  | X                     | X  |
|   | LabX direct balance  | Englisch    | 11120340  | X                   | X  | X                     | X  |
|   | Validierungshandbuch I   | Englisch    | 11120332  | X                   | X  | X                     | X  |
|   | Validierungshandbuch II  | Englisch    | 11120333  | X                   | X  | X                     | X  |

**XP/XS-  
Zubehör**

**5.1**

[illegible]





**Mettler-Toledo GmbH,**  
**Laboratory & Weighing Technologies**  
CH-8606 Greifensee, Schweiz  
Tel.: +41-44-944 22 11  
Fax: +41-44-944 30 60

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Australien</b>          | <b>Mettler-Toledo Ltd.,</b> Port Melbourne, Victoria 3207<br>Tel.: (03) 9644 57 00, Fax: (03) 9645 39 35           |
| <b>Österreich</b>          | <b>Mettler-Toledo GmbH.,</b> A-1100 Wien<br>Tel.: (01) 604 19 80, Fax: (01) 604 28 80                              |
| <b>Belgien</b>             | <b>Mettler-Toledo s.a.,</b> B-1932 Zaventem<br>Tel.: (02) 334 02 11, Fax: (02) 334 03 34                           |
| <b>Brasilien</b>           | <b>Mettler-Toledo Ltda.,</b> 06455-000 Barueri/São Paulo<br>Tel.: (11) 7295 1692, Fax: (11) 421 3459               |
| <b>Kanada</b>              | <b>Mettler-Toledo Inc.,</b> Ontario, Kanada<br>Tel.: (800) 638-8537, Fax: (905) 681-8036                           |
| <b>China</b>               | <b>Mettler-Toledo (Shanghai) Ltd.,</b> Shanghai 200233<br>Tel.: (21) 6485 04 35, Fax: (21) 6485 33 51              |
| <b>Kroatien</b>            | <b>Mettler-Toledo, d.o.o.,</b> HR-10000 Zagreb<br>Tel.: 01 29 58 130, Fax: 01 29 58 140                            |
| <b>Tschechien</b>          | <b>Mettler-Toledo, spol. s.r.o.,</b> CZ-100 00 Prag 10<br>Tel.: 272 123 150, Fax: 272 123 170                      |
| <b>Dänemark</b>            | <b>Mettler-Toledo A/S,</b> DK-2600 Glostrup<br>Tel.: (43) 270 800, Fax: (43) 270 828                               |
| <b>Frankreich</b>          | <b>Mettler-Toledo s.a.,</b> F-78222 Viroflay<br>Tel.: (01) 3097 17 17, Fax: (01) 3097 16 16                        |
| <b>Deutschland</b>         | <b>Mettler-Toledo GmbH,</b> D-35353 Giessen<br>Tel.: (0641) 50 70, Fax: (0641) 507 128                             |
| <b>Hongkong</b>            | <b>Mettler-Toledo (HK) Ltd.,</b> Kowloon<br>Tel.: (852) 2744 1221, Fax: (852) 2744 6878                            |
| <b>Ungarn</b>              | <b>Mettler-Toledo, KFT, H-1139 Budapest</b><br>Tel.: (01) 288 40 40, Fax: (01) 288 40 50                           |
| <b>Indien</b>              | <b>Mettler-Toledo India Pvt Ltd,</b> Mumbai 400 072<br>Tel.: (22) 2857 08 08, Fax: (22) 2857 50 71                 |
| <b>Italien</b>             | <b>Mettler-Toledo S.p.A.,</b> I-20026 Novate Milanese<br>Tel.: (02) 333 321, Fax: (02) 356 29 73                   |
| <b>Japan</b>               | <b>Mettler-Toledo K.K.,</b> Tokio 143<br>Tel.: (3) 5762 0606, Fax: (3) 5762 0756                                   |
| <b>Korea</b>               | <b>Mettler-Toledo (Korea) Ltd.,</b> Seoul 137-130<br>Tel.: 82-2-3498-3500, Fax: 82-2-3498-3555                     |
| <b>Kasachstan</b>          | <b>Mettler-Toledo Central Asia,</b> 480009 Almaty<br>Tel.: (07) 3272 980 834, Fax: (07) 3272 980 835               |
| <b>Malaysia</b>            | <b>Mettler-Toledo (M) Sdn. Bhd.,</b> 40150 Selangor<br>Tel.: (603) 784 55 773, Fax: (603) 784 58 773               |
| <b>Mexiko</b>              | <b>Mettler-Toledo S.A. de C.V.,</b> México C.P. 06430<br>Tel.: (55) 5547 5700, Fax: (55) 5547 2128                 |
| <b>Niederlande</b>         | <b>Mettler-Toledo B.V.,</b> NL-4004 JK Tiel<br>Tel.: (0344) 638 363, Fax: (0344) 638 390                           |
| <b>Norwegen</b>            | <b>Mettler-Toledo A/S,</b> N-1008 Oslo<br>Tel.: 22 30 44 90, Fax: 22 32 70 02                                      |
| <b>Polen</b>               | <b>Mettler-Toledo, Sp. z o.o.,</b> PL-02-822 Warschau<br>Tel.: (22) 545 06 80, Fax: (22) 545 06 88                 |
| <b>Russland</b>            | <b>Mettler-Toledo C.I.S. AG,</b> 10 1000 Moskau<br>Tel.: (095) 921 92 11, Fax: (095) 921 78 68                     |
| <b>Singapur</b>            | <b>Mettler-Toledo (S) Pte. Ltd.,</b> Singapur 139959<br>Tel.: 65-6890 0011, Fax: 65-6890 0012                      |
| <b>Slowakei</b>            | <b>Mettler-Toledo,</b> SK-82104 Bratislava<br>Tel.: (02) 434 27 496, Fax: (02) 433 37 190                          |
| <b>Slowenien</b>           | <b>Mettler-Toledo, d.o.o.,</b> SI-1236 Trzin<br>Tel.: (01) 530 8050, Fax: (01) 562 1789                            |
| <b>Spanien</b>             | <b>Mettler-Toledo S.A.E.,</b> E-08908 Barcelona<br>Tel.: (93) 223 76 00, Fax: (93) 223 76 01                       |
| <b>Schweden</b>            | <b>Mettler-Toledo AB,</b> S-12008 Stockholm<br>Tel.: (08) 702 50 00, Fax: (08) 642 45 62                           |
| <b>Schweiz</b>             | <b>Mettler-Toledo (Schweiz) AG,</b> CH-8606 Greifensee<br>Tel.: (044) 944 45 45, Fax: (044) 944 45 10              |
| <b>Thailand</b>            | <b>Mettler-Toledo (Thailand) Ltd.,</b> Bangkok 10320<br>Tel.: 66-2-723 0300, Fax: 66-2-719 6479                    |
| <b>Taiwan</b>              | <b>Mettler-Toledo Pac Rim AG,</b> Taipei<br>Tel.: (2) 2657 8898, Fax: (2) 2657 0776                                |
| <b>Großbritannien</b>      | <b>Mettler-Toledo Ltd.,</b> Leicester, LE4 1AW<br>Tel.: (0116) 235 70 70, Fax: (0116) 236 5500                     |
| <b>USA</b>                 | <b>Mettler-Toledo, Inc.,</b> Columbus, OH 43240<br>Tel.: 800-METTLER, Fax: (614) 438 4900                          |
| <b>Alle anderen Länder</b> | <b>Mettler-Toledo GmbH</b><br>Postfach VI-400, CH-8606 Greifensee<br>Tel.: +41-44-944 22 11, Fax: +41-44-944 31 70 |

Technische Änderungen vorbehalten  
© 07/2006 Mettler-Toledo GmbH  
Gedruckt in der Schweiz 11795637

[www.mt.com/excellence](http://www.mt.com/excellence)

Für mehr Informationen



**Qualitätszertifizierung**

Entwicklung, Produktion und  
Prüfung gemäß ISO 9001



Umweltmanagementsystem  
gemäß ISO 14001.



**“Communauté Européenne”.**

Dieses Zeichen gibt Ihnen die  
Gewähr, dass unsere Produkte den  
neuesten Richtlinien entsprechen.